

Arkansassteine zum Finieren von Füllungen Arkansas Abrasives for finishing of composites Pierres d'Arkansas pour la finiton des composites

**661
(243)** 

Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge - Length in mm - longueur	6,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 243 505 025	NAS01	
RA	635 204 243 505 025	NAS11	

⌚ opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm

**645
(161)** 


Konus, spitz
Needle
Cône pointu



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge - Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 161 505 025	NAS02	
RA	635 204 161 505 025	NAS12	

⌚ opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm

**601
(001)** 

Rund
Round
Rond



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030
Länge - Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	12/100
FG	635 314 001 505 030	NAS06	
RA	635 204 001 505 030	NAS16	

⌚ opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm

Keramischer Schleifkörper aus grünem Siliziumkarbid Green silicon - carbide abrasives with ceramic bond Abrasis à liant céramique en carbure de silicium vert

Dieser Schleifkörper eignet sich für Keramikmaterialien und für Metall-Legierungen
For universal grinding of ceramic materials and metal alloys
Pour un meulage universel des matériaux céramiques et des alliages métalliques

**601
(001)** 

Rund
Round
Rond



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	030
Länge - Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	12/100
FG	655 314 001 513 030	NF601GR -FG	
RA	655 204 001 513 030	NF601GR -RA	

⌚ opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm

**602
(001)** 

Rund
Round
Rond



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	040
Länge - Length in mm - longueur	-

Shank	ISO	REF	12/100
RA	655 204 001 513 040	NF602GR -RA	

⌚ opt. 7.000 rpm



Verpackungseinheiten siehe Preisliste
The price list indicates the quantity per package
Unité de conditionnement voir la liste des tarifs

**661
(243)** 

Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	025
Länge - Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO	REF	12/100
FG	655 314 243 513 025	NF661GR -FG	
RA	655 204 243 513 025	NF661GR -RA	

⌚ opt. FG 15.000 rpm, RA opt. 7.000 rpm

**663
(243)** 

Flamme
Flame
Flamme



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050
Länge - Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	REF	12/100
RA	655 204 243 523 050	NM663GR -RA	

⌚ opt. 7.000 rpm

Beispiel • Example • Exemple:

NM663GRD-RA =  12

NM663GRG-RA =  100

NF	grün/green/vert	= Körnung fein/Grit fine/Grain fin	120
NM	grün/green/vert	= Körnung mittel/Grit medium/Grain moyen	130