



Dafilon Le fil nylon pour une suture douce

Comme toute suture de nylon, bien que non résorbable, une hydrolyse progressive de la suture peut se produire, entraînant une diminution de sa résistance dans le temps.



Structure	Monofilament
Couleur	Bleu
Composition	Polymères de polyamide 6/6.6 (bleu)
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Tailles	USP 11/0 à USP 5/0
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Oxyde d'Ethylène + Irradiation gamma

Indications
<ul style="list-style-type: none"> • Transplantation du tissu conjonctif • Couverture de récession • Chirurgie apicale • Cystectomie • Implants oraux • Extractions dentaire • Ostéotomie

Avantages
<ul style="list-style-type: none"> • Passage intratissulaire en douceur • Risque d'infection réduit • Souple, aisé à manipuler et à nouer • Excellente histocompatibilité

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	5/0	4/0	3/0
DS 12 	45 60 Bleu	C0932078 *C0935050	C0932086 C0935069	
DS 16 	45 75 Bleu	C0932124 C0935123	C0932132 C0935131	C0932140 C0935107
DS 19 	45 75 Bleu	C0932191 C0935190	C0932205 C0935204	C0932213 C0935212
DS 24 	45 75 Incolore	C0932345 C0935344	C0932353 C0935352	C0932361 C0935360

Aiguille :

Aiguille Sarlac

Sertissage Barcelone

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

C = Boîte de 36

Composition identique à celle de Ethilon (Éthicon)
Composition identique à celle de Filapeau - Peterlon (Peters)