

TREND

LIGNES D'IRRIGATION

Plusieurs compatibilités

- ▶ Ensemble de lignes d'irrigation emballées individuellement en blisters stériles
- ▶ Avec manette de réglage du flux, section perforante avec filtre à air et embout pour la perforation directe dans les flacons



Compatibilité Atr/Krugg

TRONDEFK

Compatibilité ATR: PhysioPlus - 3000 Plus - 300 New - 3000 Krugg.



Compatibilité W&H

TRONDEFWH

Compatibilité Astratech: Elcomed 100 / W&H: Elcomed 100 - Elcomed 200.



Compatibilité Herseh

TRONDEFHE

Compatibilité Bien Air: Chiropro 980 - Easy Surgery - My TUTOR / ESACROM: Surgysonic I Surgysonic II - Surgisonic MOTO / Idlevolution: TMM2 / Kyocera: IMPLANTOR NEO / Resista: UBS Ultrasonic Bone Surgery / Silfradent: SURGIBONE - ACROBONE - EASYBONE (vecchio modello) / Sweden&Martina: Heracle - Spin.



Compatibilité NSK

NK0045002

Compatibilité NSK: VarioSurg3 - VarioSurg - Surgic Pro - Surgic Pro Plus - Surgic XT Plus - Surgic XT / Aspetico: AEU 7000E 70V - AEU 7000L 70V - AEU 6000 70V - AEU 18BV2 - AEU 260S - AEU 707AV2 / Bonart: Piezo surgical system / Dentium: ICTmotor Blomet 3i: Osseocision.



Compatibilité Simit

TRONDEFSM

Compatibilité Mectron: Piezosurgery II - Piezosurgery 3 - Piezosurgery Touch / Nouvag: Nouvag 3000 - Nouvag 7000 / Novaxa: New Assistant - Assistant-I-XT - Assistant 2.



Compatibilité Nobel Biocare

TRONDEFNO

Compatibilité Nobel Biocare: OsseoSet 100 - OsseoSet 200 SI-923 e SI 915 - Osseocare / W&H: ImplantMed - ImplantMed SI 923 - Elcomed SA 310 - DU900 - Piezomed - Implant Med New Design 2055 - Surgical Motor System for Zimmer - Frios Units S for Dentsply - Frios Units S/i for Dentsply - Drilltech per BTI / Astratech: Implant Med Si 923.

(10 pcs)	RÉF
Compatibilité NSK	NK0045002
Compatibilité Simit	TRONDEFSM
Compatibilité Nobel Biocare	TRONDEFNO
Compatibilité Atr/Krugg	TRONDEFK
Compatibilité W&H	TRONDEFWH
Compatibilité Herseh	TRONDEFHE