

RÉDUCTEUR DE BRUITS STRIDENTS  
DENTAIRE

MAGiC  
SONIC





## AMORTISSEUR DE PRESSION ACOUSTIQUE

**MAGIC SONIC** est constitué de 3 résonateurs qui réduisent la pression acoustique dans la plage de fréquences autour de 6000 Hz.

**L'environnement sonore et la perception des sons de la parole restent inchangés pour le confort des chirurgiens-dentistes, hygiénistes, assistant(e)s et patients.**

**MAGIC SONIC** ne crée pas d'effet d'occlusion (sensation d'oreille bouchée).



BREVETÉ

Fabriqué en France



Le coffret  
contient :



**MAGIC  
SONIC**

x 4



Cordons

x 2



SCORPION, 4 rue Enrico Fermi  
63540 Romagnat - FRANCE

Distribué en France par GÉNERIQUE INTERNATIONAL, 77 rue Pierre Brossolette - 93160 Noisy le Grand  
Tél : 01 43 03 06 84 - [www.generiqueinternational.com](http://www.generiqueinternational.com)