

Monosyn Le fil professionnel pour une suture immaculée



| | |
|----------------------|--|
| Structure | Monofilament |
| Couleur | Violet / Incolore |
| Composition | Glyconate : 72% glycolide - 14% carbonate de triméthylène - 14% caprolactone |
| Enduction | Glycolide, L-lactide, stearate de calcium |
| Origine | Synthétique |
| Tailles | USP 7/0 à USP 2/0 |
| Résistance | 50% après 14 jours |
| Résorption | 60 à 90 jours - Moyen terme |
| Stérilisation | Oxyde d'Ethylène |

| Indications | Avantages |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Chirurgie digestive Chirurgie urologique Chirurgie gynécologique La muqueuse buccale Les tissus cutanés et sous cutanés | <ul style="list-style-type: none"> Grande souplesse Excellente tenue du nœud Absence de capillarité Pas d'effet de scie Suture polyvalente |

| Longueur mm | Longueur cm | 6/0 | 5/0 | 4/0 | 3/0 |
|-------------|--|----------|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| HR 13 | 70 Violet | | C2022008 | | |
| HR 17 | 70 Violet | C0022002 | C2022003 | | |
| DRT 18 | 70 Violet | | C0022343 | C0022344 | |
| DS 12 | 45 Incolore 70 Incolore | | C0023103 C2023413 | C2023414 | |
| DS 16 | 45 Violet 45 Incolore 70 Incolore | | C2022419 C0023563 C2023423 | C2023303 C2023424 | C2023425 |
| DS 19 | 45 Violet 70 Violet 45 Incolore 70 Incolore | | C0023503 C2023403 | C2022504 C2022204 C2023204 C2023404 | *C2022205 C2023205 C2023405 |
| DS 24 | 70 Violet 45 Incolore 70 Incolore | | *C0023114 | *C0023115 C2023214 | C2022215 C2023215 |
| DSMP 13 | 45 Violet | | C0022433 | | |

Aiguille : **Easyslide**

Aiguille   Sarlac

Sertissage   Barcelona

RacePack : 

C = Boîte de 36

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

Composition identique à celle de Monocryl (Éthicon)
Composition identique à celle de Advantime (Peters)