


Monosyn Quick

Contre-indications :

Le monosyn quick est contre-indiqué pour le rapprochement de tissus soumis à des tensions et pour la fixation d'implants synthétiques ou d'origine biologique.



Structure	Monofilament
Couleur	Incolore
Composition	Glyconate : 72% glycolide - 14% carbonate de triméthylène - 14% caprolactone
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Tailles	USP 6/0 à USP 1/0
Résistance	80% après 5 jours
Résorption	56 jours - Court terme
Stérilisation	Irridiation Gamma

Indications	Avantages
<ul style="list-style-type: none"> Sutures cutanées et sous cutanées Chirurgie des paupières Muqueuses buccale 	<ul style="list-style-type: none"> Résorption rapide Très souple : absence de mémoire Maniabilité supérieure

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	6/0	5/0	4/0	3/0
DS 12 	45 70 Incolore		*C0025135 C0025323	C0025136 C0025304	C0025169
DS 16 	45 70 Incolore		C0025125 C0025331	C0025126 C0025332	C0025333
DS 19 	45 70 Incolore		C0025001 C0025005	C0025002 C0025006	C0025003 C0025007
DS 24 	45 70 Incolore			C0025001	C0025351 C0025012
DSMP 11 	45 Incolore	C0025020			

Aiguille : **Easyslide**

Aiguille **Sarlat**

Sertissage **Barcelona**

RacePack :

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

C = Boîte de 36