

# Novosyn

Ne change pas vos habitudes et améliore le confort chirurgical



<b>Structure</b>	Tressée
<b>Couleur</b>	Violet ou incolore
<b>Composition</b>	Acide polyglactin / L-lactique - PGLA
<b>Enduction</b>	Acide polyglycolique / L-lactique/stéa. calcium
<b>Origine</b>	Synthétique
<b>Tailles</b>	USP 8/0 à USP 2/0
<b>Résistance</b>	Conserve 75% de sa résistance après 14 jours. Et 40 à 50% après 21 jours. Résistance des noeuds : 50% après 21 jours
<b>Résorption</b>	56 à 70 jours - Résorption par hydrolyse <b>Moyen terme</b>
<b>Stérilisation</b>	Oxyde d'Ethylène

## Indications

- Fermeture pariétale
- Plan musculaire
- Chirurgie gynécologique
- Microchirurgie
- Ophtalmologie

## Avantages

- Bonne résistance à la traction
- Réaction tissulaire fortement réduite pour une cicatrisation optimisée
- Souple
- Tenue parfaite des nœuds dès la première boucle
- Aiguilles siliconnées pour un piquant persistant

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	5/0	4/0	3/0
<b>DRC 12</b> 	70 Violet	<b>C0068301</b>		
<b>DS 12</b> 	45 70 Violet	*C0068507	C0068508	
	45 Incolore	*C0069207	C0069208	
<b>DS 16</b> 	45 70 Violet	C0068212 <b>C0068512</b>	<b>G0068213</b> <b>C0068513</b>	<b>G0068214</b> <b>C0068514</b>
	45 70 Incolore	*C0069212	C0069213	C0068514 *C0069302
<b>DS 19</b> 	45 70 Violet	C0068219 * <b>C0068419</b>	<b>C0068220N1</b> <b>C0069420N1</b>	C0068221N1 <b>C0069421N1</b>
	45 70 Incolore	C0069219 *C0069419	C0069220N1 C0069420N1	C0069221N1 C0069421N1
<b>DS 24</b> 	45 70 Violet		C0068536 *C0068232 C0068234N1	C0068235N1
	45 70 Incolore		C0069534 *C0069234	C0069535 C0069235N1
<b>DSMP 19</b> 	45 70 Violet		<b>C0068630</b> <b>C0068823</b>	

Aiguille :

Aiguille Sarlac

Sertissage Barcelona

RacePack :

C = Boîte de 36

\*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

Composition identique à celle de Vicryl (Éthicon)