


Novosyn Quick

La suture à résorption rapide offrant le plus de sécurité



Structure	Tressée
Couleur	Incolore
Composition	PGLA - Polyglactin 910 : Copolymère de glycolide 90%, L-lactide 10%
Enduction	Glycolide, L-lactide, stearate de calcium
Origine	Synthétique
Tailles	USP 6/0 à USP 2/0
Résistance	50% après 5 jours
Résorption	42 jours - Résorption par hydrolyse - Court terme
Stérilisation	Irradiation Gamma

Indications

- Sutures cutanées et sous cutanées
- Chirurgie des paupières
- Muqueuse buccale
- Extraction dentaires
- Implants oraux
- Chirurgie apicale
- Ostéotomie

Avantages

- Grande résistance à la traction et excellente tenue des nœuds grâce à un tressage serré.
- Grande souplesse de manipulation due à une enduction homogène.
- Diminution des risques d'infection grâce à sa tresse serrée.
- Toutes les aiguilles de qualité Easyslide*

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	5/0	4/0	3/0
DS 12 	70 Incolore	C3046202	C3046203	
DS 16 	70 Incolore	C3046212	C3046213	C3046214
DS 19 	45 70 Incolore	C3046219	C3046220 C3046420	C3046221 C3046421
DS 24 	45 70 Incolore		C3046234	C3046535 C3046235

C = Boîte de 36

Aiguille : **Easyslide**

Aiguille Sarlat

Sertissage Barcelone

RacePack :