


Optilene

Le fil professionnel pour une suture immaculée



Structure	Monofilament
Couleur	Bleu (phtalocyanine de cuivre pour une meilleure visibilité)
Composition	Polypropylène et polyéthylène
Enduction	Non enduit
Origine	Synthétique
Tailles	USP 10/0 à USP 2/0
Résorption	Non résorbable
Stérilisation	Oxyde d'Éthylène

Indications

- Microchirurgie
- Rapprochement et ligature des tissus mous

Avantages

- Surface spécialement lisse et moindre résistance par rapport au matériel de suture en polypropylène
- Élasticité améliorée pour une bonne prise en main et une dilatation contrôlée de la suture dans les tailles micro-chirurgicales.
- Amélioration de la visibilité du fil grâce à une nouvelle formulation des colorants permettant un meilleur confort visuel dans le champ opératoire

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	6/0	5/0	4/0	3/0
DRC 15 	75 Bleu	C3095520			
DS 12 	45 Bleu		*C3090207	*C3090208	*C3090205
DS 16 	45 75 Bleu		C3090212 *C3090512	C3090213 *C3090513	C3090214 C3090514
DS 19 	45 75 Bleu		C3090219 *C3090519	C3090220 C3090520	C3090221 C3090521
DS 24 	45 75 Bleu			C3090434	C3090435 C3090235
DSMP 11 	75 Bleu	C3090407			
DSMP 13 	45 75 Bleu	C3090618	C3090409		
DSMP 16 	75 Bleu		C3090429		

Aiguille :

Aiguille *Sarlac*

Sertissage *Barcelone*

RacePack :

C = Boîte de 36

*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

Composition identique à celle de Prolene (Éthicon)
Composition identique à celle de Corolene (Peters)