



Schaft/Shank/Tige ø 3 mm



1	Fräser typ/ Cutter type/ Type de coupe	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique
2	Bearbeitungsstufe/ Processing stage/ Étape de traitement	Schlichten/ Finishing/ Finition	Schlichten/ Finishing/ Finition	
3	Größe/Size/Taille ø mm	0,3	0,3	0,5
4	Schneiden/Blades/Lames	2	2	2
5	Distanzring/Spacer ring/Entretroise	•	•	•
6	Beschichtung/Coating/Revêtement	-	-	-
7	zur Bearbeitung folgender Materialien/ for machining the following materials/ Pour l'usinage des matériaux suivants	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite
		U030-R2-35 K3, K4 CN3297	U030-R2-40 S1, S2, K5, R5 CN3281	U050-F2-35 K3, K4 CN3295



1	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Zweizahnfräser/ 2 flute cutter/ Fraise à deux lames	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Zweizahnfräser/ 2 flute cutter/ Fraise à deux lames	Zweizahnfräser/ 2 flute cutter/ Fraise à deux lames
2	Schlichten/ Finishing/ Finition		Schlichten/ Finishing/ Finition		
3	0,6	0,5	0,6	1,2	1,2
4	2	2	2	2	2
5	•	•	•	•	•
6	DLC	-	DLC	DLC	DLC
7	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire ZrO ₂ · LS ₂ Composite
	U060-R2-40 S1, S2, K5, R5 CN3282C	U050-F2-40 S1, S2, K5, R5 CN3279	U060-R2-35 K3, K4 CN3298C	U120-F2-35 K3, K4 CN3296C	U120-F2-40 S1, S2, K5, R5 CN3280C



NTI-Kahla GmbH
Rotary Dental Instruments
Im Camisch 3
D-07768 Kahla/Germany

Tel. +49(0)36 424-573-0
Fax +49(0)36 424-573-29
e-mail: nti@nti.de

www.nti.de

in Deutschland bestellen Sie DIREKT –
einfach und schnell.


Prosp.81.3-DE-GB-FR
VHF
06/2019

Werkzeuge für CAD/CAM Systeme


Tools for CAD/CAM systems
Outils pour les systèmes de CFAO
[VHF]



Schaft/Shank/Tige ø 3 mm




1	Fräser typ/ Cutter type/ Type de coupe	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique
2	Bearbeitungsstufe/ Processing stage/ Étape de traitement	Schlichten/ Finishing/ Finition	Schlichten/ Finishing/ Finition	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	Größe/Size/Taille ø mm	0,6	0,6	1,0
4	Schneiden/Blades/Lames	2	2	2
5	Distanzring/Spacer ring/Entretroise	•	•	•
6	Beschichtung/Coating/Revêtement	BMT	BMT	BMT
7	zur Bearbeitung folgender Materialien/ for machining the following materials/ Pour l'usinage des matériaux suivants	CrCo	CrCo	CrCo
		M060-R2-32 K3, K4 CN3291B	M060-R2-35 S1, S2, K5, R5 CN3275B	M100-R2-32 K3, K4 CN3292B



1	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Torusfräser/ Torus cutter/ Fraise torique	Torusfräser/ Torus cutter/ Fraise torique	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique
2	Schruppen/ Roughing/ Ébauche			Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	1	1,2	1,2	2,0	2,0
4	2	2	2	2	2
5	•	•	•	•	•
6	BMT	BMT	BMT	BMT	BMT
7	CrCo	CrCo	CrCo	CrCo	CrCo
	M100-R2-35 S1, S2, K5, R5 CN3276B	M120-T2-32 K3, K4 CN3294B	M120-T2-35 S1, S2, K5, R5 CN3278B	M200-R2-32 K3, K4 CN3293B	M200-R2-35 S1, S2, K5, R5 CN3277B

Schaft/Shank/Tige ø 3 mm




1	Fräserotyp/ Cutter type/ Type de coupe	Einzahnfräser/ Single tooth cutter/ fraise monotranchant	Einzahnfräser/ Single tooth cutter/ fraise monotranchant	Einzahnfräser/ Single tooth cutter/ fraise monotranchant
2	Bearbeitungsstufe/ Processing stage/ Étape de traitement	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	Größe/Size/Taille ø mm	1,0	2,0	2,5
4	Schneiden/Blades/Lames	1	1	1
5	Distanzring/Spacer ring/Entretoise	●	●	●
6	Beschichtung/Coating/Revêtement	-	-	-
7	zur Bearbeitung folgender Materialien/ for machining the following materials/ Pour l'usinage des matériaux suivants	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire

P100-R1-40 | S1, S2, K5, R5 P200-R1-40 | S1, S2, K5, R5 P250-F1-35 | K3, K4

REF CN3110 CN3111 CN3115

Schaft/Shank/Tige ø 3 mm




1	Fräserotyp/ Cutter type/ Type de coupe	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Konus rund/ Round End Taper/ Cône rond
2	Bearbeitungsstufe/ Processing stage/ Étape de traitement	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schlichten/ Finishing/ Finition
3	Größe/Size/Taille ø mm	2,0	2,0	0,6
4	Schneiden/Blades/Lames	2	2	-
5	Distanzring/Spacer ring/Entretoise	●	●	●
6	Beschichtung/Coating/Revêtement	-	-	M
7	zur Bearbeitung folgender Materialien/ for machining the following materials/ Pour l'usinage des matériaux suivants	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	ZrO ₂ · LS ₂

P200-R2-35 | K3, K4 P200-R2-40 | S1, S2, K5, R5 G060-R-35 | N4, S1, S2, R5

REF CN3284 CN3268 CN3011M

Schaft/Shank/Tige ø 3 mm




1	Fräserotyp/ Cutter type/ Type de coupe	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique
2	Bearbeitungsstufe/ Processing stage/ Étape de traitement	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	Größe/Size/Taille ø mm	1,0	1,0	2,0
4	Schneiden/Blades/Lames	2	2	3
5	Distanzring/Spacer ring/Entretoise	●	●	●
6	Beschichtung/Coating/Revêtement	BHC	BHC	BHC
7	zur Bearbeitung folgender Materialien/ for machining the following materials/ Pour l'usinage des matériaux suivants	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂

Z100-R2-35 | K3, K4 Z100-R2-40 | S1, S2, K5, R5 Z200-R3-35 | K3, K4

REF CN3285H CN3269H CN3308H


Schaft/Shank/Tige ø 3 mm



1	Fräserotyp/ Cutter type/ Type de coupe	Zweizahnfräser/ 2 flute cutter/ Fraise à deux lames	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique
2	Bearbeitungsstufe/ Processing stage/ Étape de traitement			Schlichten/ Finishing/ Finition
3	Größe/Size/Taille ø mm	1,2	1,2	0,6
4	Schneiden/Blades/Lames	2	2	2
5	Distanzring/Spacer ring/Entretoise	●	●	●
6	Beschichtung/Coating/Revêtement	BDN	BDN	BDN
7	zur Bearbeitung folgender Materialien/ for machining the following materials/ Pour l'usinage des matériaux suivants	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂

Z120-F2D-35 | K3, K4 Z120-F2D-40 | S1, S2, K5, R5 Z060-R2D-35 | K3, K4


REF CN3288D CN3272D CN3286D



1	Einzahnfräser/ Single tooth cutter/ fraise monotranchant	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Einzahnfräser/ Single tooth cutter/ fraise monotranchant	Einzahnfräser/ Single tooth cutter/ fraise monotranchant
2	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	2,0	1,0	1,0	2,5	1,0
4	1	2	2	1	1
5	●	●	●	●	●
6	-	-	-	-	-
7	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire	PEEK PMMA Wachs/Wax/Cire

P200-R1-35 | K3, K4 P100-R2-35 | K3, K4 P100-R2-40 | S1, S2, K5, R5 P250-F1-40 | S1, S2, K5, R5 P100-R1-35 | K3, K4


REF CN3114 CN3283 CN3267 CN3112 CN3113



1	Zylinder flach/ Flat End Cylinder/ Cylindre à bout plat	Zylinder rund/ Round End Cylinder/ Cylindre à bout plat	Zylinder flach/ Flat End Cylinder/ Cylindre à bout plat	Zylinder flach/ Flat End Cylinder/ Cylindre à bout plat
2	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schlichten/ Finishing/ Finition	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	0,6	1,0	1,2	2,6
4	-	-	-	-
5	●	●	●	●
6	M	M	M	M
7	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂

G060-T-35 | N4, S1, S2, R5 G100-R-35 | N4, S1, S2, R5 G120-T-35 | N4, S1, S2, R5 G260-T-35 | N4, S1, S2, R5


REF CN3008M CN3012M CN3009M CN3010M



1	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique
2	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0
4	3	2	2	2	2
5	●	●	●	●	●
6	BHC	DLC	DLC	DLC	DLC
7	ZrO ₂ · LS ₂	Composite	Composite	Composite	Composite

Z200-R3-40 | S1, S2, K5, R5 C100-R2-35 | K3, K4 C100-R2-40 | S1, S2, K5, R5 C200-R2-35 | K3, K4 C200-R2-40 | S1, S2, K5, R5

REF CN3306H CN3289C CN3273C CN3290C CN3274C



1	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique	Stirnradiusfräser/ Round end cutter/ Fraise à bout hémisphérique
2	Schlichten/ Finishing/ Finition	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche	Schruppen/ Roughing/ Ébauche
3	0,6	1,0	1,0	2,0	2,0
4	2	2	2	3	3
5	●	●	●	●	●
6	BDN	BDN	BDN	BDN	BDN
7	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂	ZrO ₂ · LS ₂

Z060-R2D-40 | S1, S2, K5, R5 Z100-R2D-35 | K3, K4 Z100-R2D-40 | S1, S2, K5, R5 Z200-R3D-35 | K3, K4 Z200-R3D-40 | S1, S2, K5, R5

REF CN3270D CN3287D CN3271D CN3309D CN3307D