

ACCESSOIRES

BOLS - LUNETTES DE PROTECTIONS - AUTRES ACCESSOIRES - DISQUES

BOLS

BOLS À PLÂTRE ET ALGINATES



Ø12 cm, H 9,5 cm
REF. 1599.00

Ø10 cm, H 7,5 cm
REF. 1598.00

Ø8 cm, H 6 cm
REF. 1597.00

BOLS ULTRA SOUPLES



Ø13 cm, H 9 cm
500 ml
REF. 1596.00

Ø10 cm, H 6 cm
250 ml
REF. 1596.01

Ø8 cm, H 5 cm
100 ml
REF. 1596.02

PINCE



REF. 2254.01


MILLER



REF. 433.00

SÉQUENCEURS DE FRAISES

STÉRILISATION
135°



REF. 3121.02

Anse de protection réglable 3 hauteurs
12 emplacements pour tiges de 2 mm + 12 de 2,5 mm

SUPPORTS ENDODONTIQUES



VERT
REF. 3121.10

BLEU
REF. 3121.11

Règle millimétrée
8 emplacements
Assemblage de plusieurs supports

GRATTE-BOSSE



REF. 2190.00

PORTE-SERVIETTE



REF. 3255.00

LUNETTES DE PROTECTION



REF. 3520.00

SPATULES



REF. 4520.00

REF. 4518.00

REF. 4527.00

REF. 4515.07E

COUTEAU MAMMOUTH




REF. 1996.00.

COUTEAU GRITMAN



REF. 1997.00

INSTRUMENTS À SCULPTER LA CIRE - PETER THOMAS PKT



Ø1,2 mm

REF. 175.01E

Ø0,9 mm

Ø0,7 mm

REF. 175.03E

Ø0,5 mm

REF. 175.02E

REF. 175.04E

REF. 175.05E

DISQUES

Disques Abrasifs
ultra fins pour
céramique et métal



REF. AP2202612PH
x100

Disques à
trouçonner pour
métal



HAUTE VITESSE
REF. AP2206011PH
x100

Disques à séparer ultra fins renforcés



REF. AP2502R.
x20



REF. AP2502RC.
x20



REF. AP2503R
x20



REF. AP2503RC.
x20

ACCESSOIRES

CASSETTES

CASSETTES



Easyclip



8 instruments
180x136x30 mm
Matière : PSU
90 g
REF. 233.30



Grande cassette
inox 18x28x3 cm
1000 g

REF. 233.25



Cassette de stérilisation
(16x10,5x5 cm)
10 plugs + 1 bassin

REF. 300.02



STÉRILISATION
180°



Réassort Silicone
vert, 4 instruments
REF. 233.16

Cassette inox 18x13x2,5 cm
avec silicone 4 emplacements


REF. 233.13



Réassort Silicone
jaune, 10 instruments
REF. 233.17

Cassette inox 18x13x2,5 cm
avec silicone 10 emplacements

REF. 233.14



Cassette miroirs
photographiques (vendu
seule)
(18,5x16,5x3,5 cm)
pour 3 miroirs
ou 2 miroirs + manche

REF. 233.19

ACCESSOIRES

BACS À ULTRASONS

HYGIENE panneau de contrôle Aluminium
SILENCIEUX grâce à son couvercle en PEHD
Structure inox / **GARANTIE 2 ANS**
Interrupteur d'allumage étanche et renforcé



Inclus: 2 Paniers
+ Tuyau d'évacuation



Type	Volume	Dimensions Cuve (cm)	Dimensions externes (l x l x H cm) (hors robinet)	Fréquences	Puissance des ultrasons	Puissance de chauffe	Minuterie (min)	Température
PH300N.	3 L	20x11x5	28x18x21	40 kHz	120 W	/	1-99	/
PH300CN						150 W		20-60°C
PH500N.	5 L	20x11x9	28x18x26			/		
PH500CN						150 W		20-60°C

ACCESSOIRES

BRÛLEURS NOMADES

AIR HOLY

NOUVEAU BRÛLEUR À AIR CHAUD



REF. FU37/2000R

- ▶ Pas de flamme, pas de gaz
- ▶ Chauffe tous vos instruments
- ▶ Ramollit uniformément toutes vos cires sans les brûler
- ▶ Utilisation simple et rapide
- ▶ Pas d'obstruction de la buse le souffle d'air écarte les gouttes de cire
- ▶ LED témoin de fonctionnement
- ▶ Poids: 640g - Dimensions: 26x11x7cm
- ▶ Température: 300°C - Pression d'air: 0.5 bar
- ▶ Conforme aux normes ROHS et DEEE
- ▶ Alimentation monophasée 230 VAC - 50Hz avec protection à la terre de classe 1.
- ▶ Puissance 200 W - Intensité max : 1 Amp

PROTORCH 4



- ▶ Plus fiable, plus stable
- ▶ Flamme précise et réglable
- ▶ Très simple à allumer grâce au système piezo

ATTENTION : pour garantir une utilisation et une durée de vie optimales, recharger le Protorch UNIQUEMENT avec le gaz MINIFLAM 400 ml REF. 47/1602 (mélange butane/propane spécialement étudié et purifié, vendu séparément)

REF. FU47/1602



REF. FU31/0404

HOLY NOMADE

Cartouche de gaz
REF. FU47/1621



REF. FU37/1195

LA PUISSANCE D'UN BRÛLEUR PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN

Réglage indépendant de la flamme et de la veilleuse.

AUTONOMIE
Flamme : 1h
Veilleuse : 2h

vendu sans cartouche de gaz

LAMPE À ALCOOL



REF. 3605.00

Mèche pour Lampe à alcool (au mètre)
REF. 2077.00

ACCESSOIRES

PLÂTEAUX INOX - EASYBACS

PLATEAUX INOX

PERSONNALISEZ VOS PLATEAUX GRÂCE À LA GRAVURE LASER À PARTIR DE 20 PIÈCES.



20x15 cm
REF. 233.15



20x10 cm
REF. 233.10

EASYBACS

CLASSEZ VOS PROTHÈSES PAR PATIENT

Pratique - Esthétique - Résistant - Empilable

De votre espace de rangement jusqu'au cabinet pour la pose

22x16x5 cm



REF. 233.42



REF. 233.43



REF. 233.44

