


EXTRACTION

SYNDESMOTOMES

SYNDESMOTOMES FIXES DU DR BERNARD



SYNDESMOTOMES DE CHOMPRET

Lame faucille : Permet de sectionner sans traumatiser les ligaments alvéolo dentaires mais aussi d'effectuer des séparations ou extractions de racines



Lame droite : utilisée en début d'extraction pour décoller la gencive



Pour dents de sagesse



SYNDESMOTOMES PÉRIOTOMES

Lame fine et souple permettant de décoller le ligament de la dent avant extraction



Coudé sur le champ pour accès postérieur, lame 1 mm de large



SYNDESMOTOMES DE WARWICK-JAMES



Manche léger creux



EXTRACTION


SYNDESMOTOMES

SYNDESMOTOMES DU DR BERNARD



Manche du Dr. BERNARD pour lames amovibles
REF. 236.00

LAMES INTERCHANGEABLES



KITS SYNDESMOTOMES LAMES AMOVIBLES DU DR BERNARD



2 manches 236.00, 11 lames standards, Boîte aluminium
REF. 241.00

2 manches 236.00, 9 lames fines, Boîte aluminium
REF. 241.01

2 manches 236.00, 9 lames fines, 11 lames standards, Boîte aluminium
REF. 241.02



Boîte Aluminium vide 7,5x17,5x3 cm
REF. 242.00

EXTRACTION

ÉLÉVATEURS

ÉLÉVATEUR À LAMES INTERCHANGEABLES

Kit 1 manche
+ 5 Lames
REF. 159.K



Manche
REF. 159.M

Système de blocage du
syndesmotome BERNARD

LAMES
INTERCHANGEABLES



REF. 159.54F



REF. 159.55F



REF. 159.56F



REF. 159.60F



REF. 159.52F

ÉLÉVATEURS LUXATEURS



REF. 159.3C



REF. 159.3D



REF. 159.5C



REF. 159.5D

ÉLÉVATEUR BARRY



REF. 157.02

REF. 157.03

REF. 157.04

REF. 157.05

REF. 157.06



REF. 157.01

ÉLÉVATEURS DE KOPP



SENS GAUCHE
REF. 156.40



SENS DROIT
REF. 156.41

Les élévateurs de KOPP présentent un tranchant hélicoïdal qui épouse la forme de la racine et coupe le périodonte. La coupe se produit naturellement avec un mouvement apical.

Idéal en rotation autour d'une racine

MANCHE AU CHOIX



MANCHE LÉGER STANDARD (1)



MANCHE LÉGER AVEC APPUIE-DOIGTS (2)

ÉLÉVATEURS



2,5 mm

REF. 156.50 (1)
REF. 159.50 (2)




2,5 mm

REF. 156.51 (1)
REF. 159.51 (2)




3 mm

REF. 156.52 (1)
REF. 159.52 (2)



5 mm

REF. 156.53 (1)
REF. 159.53 (2)




5 mm

REF. 156.54 (1)
REF. 159.54 (2)




4 mm

REF. 156.55 (1)
REF. 159.55 (2)




4 mm

REF. 156.56 (1)
REF. 159.56 (2)




5 mm

REF. 156.57 (1)
REF. 159.57 (2)



4 mm

REF. 156.58 (1)
REF. 159.58 (2)



3 mm

REF. 156.59 (1)
REF. 159.59 (2)



3 mm

REF. 156.60 (1)
REF. 159.60 (2)



3,5 mm

REF. 156.61 (1)
REF. 159.61 (2)



3 mm

REF. 156.62 (1)
REF. 159.62 (2)



3 mm

REF. 156.63 (1)
REF. 159.63 (2)



3 mm

REF. 156.64 (1)
REF. 159.64 (2)



3 mm

REF. 156.65 (1)
REF. 159.65 (2)



3 mm

REF. 156.66 (1)
REF. 159.66 (2)



4 mm

REF. 156.67 (1)
REF. 159.67 (2)



4 mm

REF. 156.68 (1)
REF. 159.68 (2)




4 mm

REF. 156.69 (1)
REF. 159.69 (2)



REF. 156.70 (1)
REF. 159.70 (2)



REF. 156.71 (1)
REF. 159.71 (2)



REF. 156.72 (1)
REF. 159.72 (2)



REF. 156.73 (1)
REF. 159.73 (2)




6 mm

REF. 156.74 (1)
REF. 159.74 (2)



4 mm

REF. 156.75 (1)
REF. 159.75 (2)



2 mm

REF. 156.76 (1)
REF. 159.76 (2)



2 mm

REF. 156.77 (1)
REF. 159.77 (2)



2 mm

REF. 156.78 (1)
REF. 159.78 (2)



REF. 159.79 (2)

COUPLAND



REF. 156.84 (1)



REF. 156.86 (1)

EXTRACTION

ÉLÉVATEURS VIGNAL

VIGNAL LANCETTE




REF. 149.01

Manche standard



REF. 149.02 REF. 149.03 REF. 149.04 REF. 149.05 REF. 149.06

VIGNAL



3,5 mm REF. 149.07

3 mm REF. 149.08

3 mm REF. 149.09

2,5 mm REF. 149.10

3 mm REF. 149.11

3 mm REF. 149.12

3 mm REF. 149.13

4,5 mm REF. 149.14

4 mm REF. 149.15

3 mm REF. 149.16

2 mm REF. 149.17

2 mm REF. 149.18

3 mm REF. 149.19

4 mm REF. 149.20

5 mm REF. 149.21

3 mm REF. 149.22

3 mm REF. 149.23

2,5 mm REF. 149.24

3,5 mm REF. 149.25


3,5 mm REF. 149.26

3 mm REF. 149.32

3 mm REF. 149.33

3 mm REF. 149.34

DAVIERS KLEIN RÉTENTIFS (ENFANT)



Incisives supérieures,
AVEC RESSORT (1)
REF. 295.01



Incisives supérieures,
SANS RESSORT (2)
REF. 296.01



Prémolaires
supérieures
REF. 295.02 (1)
REF. 296.02 (2)

Racines
supérieures
REF. 295.03 (1)
REF. 296.03 (2)

Molaires
supérieures
REF. 295.04 (1)
REF. 296.04 (2)

Incisives
inférieures
REF. 295.05 (1)
REF. 296.05 (2)

Molaires
inférieures
REF. 295.06 (1)
REF. 296.06 (2)

Racines
inférieures
REF. 295.07 (2)
REF. 296.07 (2)

DAVIERS STANDARDS (ENFANT)



Prémolaires inférieures
REF. 291.13



Molaires
inférieures
REF. 291.22

Racines
supérieures
REF. 291.29

Racines
inférieures
REF. 291.33

Incisives
supérieures
REF. 291.37


Incisives
et canines
inférieures
REF. 291.38

Molaires
supérieures
REF. 291.39

EXTRACTION

DAVIERS RÉTENTIFS

DAVIERS RÉTENTIFS (ADULTES)



	Incisives centrales et canines supérieures	Brillants REF. 290.01 Satinés REF. 1290.01
	Incisives et canines supérieures	Brillants REF. 290.02 Satinés REF. 1290.02
	Incisives et canines inférieures	Brillants REF. 290.04 Satinés REF. 1290.04


	Prémolaires supérieures	Brillants REF. 290.07 Satinés REF. 1290.07
	Prémolaires inférieures	Brillants REF. 290.08 Satinés REF. 1290.08
	Canines et prémolaires inférieures	Brillants REF. 290.13 Satinés REF. 1290.13
	Molaires supérieures droites	Brillants REF. 290.17 Satinés REF. 1290.17
	Molaires supérieures gauches	Brillants REF. 290.18 Satinés REF. 1290.18

	Molaires inférieures	Brillants REF. 290.21 Satinés REF. 1290.21
	Molaires inférieures	Brillants REF. 290.22 Satinés REF. 1290.22
	Molaires inférieures	Brillants REF. 290.73 Satinés REF. 1290.73
	Canines et prémolaires inférieures	Brillants REF. 290.75 Satinés REF. 1290.75

EXTRACTION

DAVIERS RÉTENTIFS

DAVIERS RÉTENTIFS (ADULTES)



Davier forme syndesmotome du bas
Brillant REF. 290.23
Satiné REF. 1290.23



Davier forme syndesmotome du bas
Brillant REF. 290.25
Satiné REF. 1290.25



Davier forme syndesmotome du haut
Brillant REF. 290.24
Satiné REF. 1290.24

	Racines inférieures	Brillants REF. 290.33 Satinés REF. 1290.33
	Racines supérieures	Brillants REF. 290.51 Satinés REF. 1290.51
	Dents de sagesse inférieures	Brillants REF. 290.79 Satinés REF. 1290.79
	Racines supérieures	Brillants REF. 291.51 Satinés REF. 1291.51
	Racines supérieures, mors extra fins	Brillants REF. 291.60 Satinés REF. 1291.60

	Racines supérieures, court, mors extra fins	Brillants REF. 291.61 Satinés REF. 1291.61
	Racines supérieures, mors extra fins	Brillants REF. 291.62 Satinés REF. 1291.62
	Dents de sagesse supérieures, 2 côtés	Brillants REF. 291.67 Satinés REF. 1291.67
	Racines et incisives inférieures	Brillants REF. 291.74 Satinés REF. 1291.74
	Molaires inférieures cariées, découronnées	Brillants REF. 291.86 Satinés REF. 1291.86

EXTRACTION

CURETTES

MANCHE AU CHOIX

Les instruments sont disponibles au choix avec le manche **XL Style** ou le manche **Design**.



HEMINGWAY



LUCAS




CURETTES DE CHOMPRET

CHOMPRET



Après extraction, le curetage de l'alvéole permet de retirer les tissus infectés et fait revenir le sang pour coagulation et ostéogénèse.



PINCE GOUGE DE LUER FRIEDMANN



CURETTES À GRANULATION



INSTRUMENTS CHIRURGIE

Ciseaux.....	56
Précelles.....	58
Pinces Hémostatiques.....	59
Pinces.....	60
Porte-Aiguilles.....	61
Bistouris.....	62