


BACK SURFACE (aluminium)



FRONT SURFACE



Nos 3 catégories de miroirs Front Surface ACTEON PRODONT-HOLLIGER




ALTÉRATION DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR




ALTÉRATION DE LA LUMINOSITÉ



COURBES DE REFLEXION



MIROIRS DE BOUCHE



PLAN											
ALUMINIUM			RHODIUM			TITANIUM			PURE REFLECT®		
N°	REF	Qté	N°	REF	Qté	N°	REF	Qté	N°	REF	Qté
0	MP3114PH	12	0	MP3314PH	12	0	MP3514PH	12	0	MP3614PH	12
1	MP3116PH	12	1	MP3316PH	12	1	MP3516PH	12	1	MP3616PH	12
2	MP3118PH	12	2	MP3318PH	12	2	MP3518PH	12	2	MP3618PH	12
3	MP3120PH	12	3	MP3320PH	12	3	MP3520PH	12	3	MP3620PH	12
4	MP3122PH	12	4	MP3322PH	12	4	MP3522PH	12	4	MP3622PH	12
5	MP3124PH	12	5	MP3324PH	12	5	MP3524PH	12	5	MP3624PH	12
6	MP3126PH	12	6	MP3326PH	12	6	MP3526PH	12	6	MP3626PH	12
7	MP3128PH	1	7	MP3328PH	1	7	MP3528PH	1	7	MP3628PH	1
8	MP3130PH	1	8	MP3330PH	1	8	MP3530PH	1	8	MP3630PH	1
9	MP3140PH	1	9	MP3340PH	1	9	MP3540PH	1	9	MP3640PH	1
10	MP3155PH	1	10	MP3355PH	1	10	MP3555PH	1	10	MP3655PH	1

GROSSISSANT x3,5						PLAN PAR BOÎTE DE 20					
ALUMINIUM			RHODIUM			ALUMINIUM			RHODIUM		
N°	REF	Qté	N°	REF	Qté	N°	REF	Qté	N°	REF	Qté
2	MP3218PH	12	4	MP3422PH	12	4	MPV3122PH	20	4	MPV3322PH	20
3	MP3220PH	12	5	MP3424PH	12	5	MPV3124PH	20	5	MPV3324PH	20
4	MP3222PH	12									
5	MP3224PH	12									
6	MP3226PH	12									
7	MP3228PH	1									
8	MP3230PH	1									
9	MP3240PH	1									
10	MP3255PH	1									

MIROIRS DOUBLE FACE



- ▶ Grâce aux 2 faces réfléchissantes opposées, plus besoin de tourner le miroir pour passer de droite à gauche en bouche.
- ▶ Monture adaptée à la cavité buccale, utilisable comme écarteur.

RHODIUM			TITANIUM			PURE REFLECT®		
N°	REF	Qté	N°	REF	Qté	N°	REF	Qté
4	MP7322PH	12	4	MP7522PH	12	4	MP7822PH	12
5	MP7324PH	12	5	MP7524PH	12	5	MP7824PH	12
4	MP7422PH	6	4	MP7622PH	6	4	MP7722PH	6
5	MP7424PH	6	5	MP7624PH	6	5	MP7724PH	6

MIROIRS

MIROIRS DE BOUCHE

MIROIRS

MICRO MIROIRS

MIROIRS MULTICOLORES



Ø22 mm, monture plastique
AUTOCLAVABLES
Assortiment de 7 couleurs
36 miroirs Aluminium
REF. MP8122MPH

SOLUTION ANTI GOUTTES / ANTI BUÉE



UNE EFFICACITÉ INCOMPARABLE

- Pulvériser
- Essuyer
- Prêt à l'emploi

REF. ABF
100 ml

MICRO MIROIRS PURE REFLECT®

Opérations avec loupe ou microscope, utilisés en endo à rétro.
Nos Micro-miroirs répondent à vos exigences !



Pas de vis standard sur manche au choix (p14)



MIROIRS GAMME DE LUXE HOLY, HOLY-CLAR, DMS

HOLY ALUMINIUM

Emballage individuel = Transport sécurisé



N°	REF	Qté		N°	REF	Qté
4	MP105122PH	12	PLAN	4	MP105222PH	12
5	MP105124PH	12		5	MP105224PH	12
4	MP105322PH	12	GROSSISSANT x3,5	4	MP105422PH	12
5	MP105324PH	12		5	MP105424PH	12

HOLY-CLAR ALUMINIUM



Traitement Anti-buée

DMS ALUMINIUM

Boîte Plexiglass
Protections individuelles



N°	REF	Qté		N°	REF	Qté
4	MP103122PH	12	PLAN	4	MP103322DMS	12
5	MP103124PH	12		5	MP103324DMS	12
4	MP103222PH	12	GROSSISSANT x3,5	4	MP103422PH	12
5	MP103224PH	12		5	MP103424PH	12

DMS RHODIUM




MIROIRS LARYNGIENS

TIGE FILETÉE

ALUMINIUM			RHODIUM		
N°	REF	Qté	N°	REF	Qté
000	MP2110	1	000	MP2310	1
00	MP2112	1	00	MP2312	1
0	MP2114	1	0	MP2314	1
1	MP2116	1	1	MP2316	1
2	MP2118	1	2	MP2318	1
3	MP2120	1	3	MP2320	1
4	MP2122	1	4	MP2322	1
5	MP2124	1	5	MP2324	1
6	MP2126	1	6	MP2326	1
7	MP2128	1	7	MP2328	1
8	MP2130	1	8	MP2330	1

TIGE LISSE

ALUMINIUM			RHODIUM		
N°	REF	Qté	N°	REF	Qté
000	MP1110PH	1	000	MP1310PH	1
00	MP1112PH	1	00	MP1312PH	1
0	MP1114PH	1	0	MP1314PH	1
1	MP1116PH	1	1	MP1316PH	1
2	MP1118PH	1	2	MP1318PH	1
3	MP1120PH	1	3	MP1320PH	1
4	MP1122PH	1	4	MP1322PH	1
5	MP1124PH	1	5	MP1324PH	1
6	MP1126PH	1	6	MP1326PH	1
7	MP1128PH	1	7	MP1328PH	1
8	MP1130PH	1	8	MP1330PH	1



Longueur de la tige : 140 mm

Manche pour miroirs laryngiens P14

MANCHE ORIENTABLE POUR MIROIRS PHOTOGRAPHIQUES




REF. MZP214.

L. 148 mm, Ø15-20 mm, 107 g, Rot. 70°

Aluminium anodisé, forme légèrement conique. L'extrémité mobile permet de photographier sous différentes inclinaisons sans toucher le miroir.

Fourni avec une clé pour serrer et fixer la tête amovible. Le manche a ainsi une utilité d'écarteur.

Compatible avec tous nos miroirs photographiques. Les miroirs s'insèrent et s'enlèvent facilement.



ECARTEURS



Taille adulte
REF. 151.40



Taille enfant
REF. 151.41

MIROIRS PHOTOGRAPHIQUES DOUBLE FACE

CONTRASTEURS

N°4 droit petit modèle
240x60 mm
REF. MZP215



N°5 droit grand modèle
240x60 mm
REF. MZP216



N°3 simple
70x73x1,5 mm
REF. MZP217



N°1 angulé petit modèle
118x85x84 mm
REF. MZP218



N°2 angulé grand modèle
120x70x59 mm
REF. MZP219



Epaisseur : 1,5 mm
Matière : aluminium



Face Occlusale Adulte
Titium - REF. MZP511.
Chrome - REF. MZP512.
Pure Reflect® - REF. MZP516.



Face Occlusale Enfant
Titium - REF. MZP521.
Chrome - REF. MZP522.
Pure Reflect® - REF. MZP526.



Face Vestibulaire
Titium - REF. MZP531.
Chrome - REF. MZP532.
Pure Reflect® - REF. MZP536.



Face Linguale Fin
Titium - REF. MZP541.
Chrome - REF. MZP542.
Pure Reflect® - REF. MZP546.



Face Linguale Large
Titium - REF. MZP551.
Chrome - REF. MZP552.
Pure Reflect® - REF. MZP556.



Forme Latérale
Titium - REF. MZP561.
Chrome - REF. MZP562.
Pure Reflect® - REF. MZP566.




Face Occlusale Large
Titium - REF. MZP571.
Chrome - REF. MZP572.
Pure Reflect® - REF. MZP576.



Face Occlusale Extra Large
Titium - REF. MZP581.
Chrome - REF. MZP582.
Pure Reflect® - REF. MZP586.



Cassette miroirs photographiques
pour 3 miroirs ou
2 miroirs + manche
REF. 233.19



Miroirs et manche vendus séparément

MIROIRS

MANCHES POUR MIROIRS

MANCHES MIROIRS À PAS DE VIS SIMPLE STEM



REF. 210.00XL

manche **XL Style**



REF. 210.00D

manche **Design**



REF. 210.00



REF. 13313



REF. 210.01



REF. 219.00



REF. MP43815


MANCHES POUR MIROIRS LARYNGIENS



Pour miroir tige fileté
7,5 cm
REF. 15321



Pour miroir tige isse
10 cm
REF. 216.00



INSTRUMENTS DIAGNOSTIC

Kits Examen & Soins.....	16
Précelles.....	17
Sondes.....	18