

### MODÈLES DIDACTIQUES EN ORTHODONTIE



4 ans

- ▶ Reproduction fidèle de la dentition d'un enfant de 4 ou 9 ans
- ▶ Base de résine transparente: visualisation des dents de sagesse en préparation


Avec charnière métal - REF. FT41/0907  
Avec charnière plastique - REF. FT41/09072



9 ans

Avec charnière métal - REF. FT41/0904  
Avec charnière plastique - REF. FT41/09042

### ÉCARTEURS



ADULTE  
REF. 151.20

ADULTE  
REF. 151.30

ADULTE  
REF. 151.40

AVEC RETENUE LINGUALE

ENFANT  
REF. 151.21

ENFANT  
REF. 151.31

ENFANT  
REF. 151.41

Tous les écarteurs sont venfus à l'unité

### CIRE



PARFUM FRUITÉ  
50 PCS  
REF. CP1682F



PARFUM BUBBLE-GUM  
50 PCS  
REF. CP1682B

### LA PREMIÈRE CIRE À MORDU PARFUMÉE

- ▶ Stoppe complètement le réflexe nauséeux à la mise en bouche
- ▶ Parfum alimentaire **fruits de la passion** ou **bubble-gum**
- ▶ Cire haute performance fabriquée en France
- ▶ **Sous l'effet du parfum, le patient est détendu** et le praticien peut aisément procéder à un enregistrement parfait de l'occlusion!

### CIRES STANDARDS



CIRE À MORDU  
50 PCS  
REF. CP1680

CIRE À MORDU DURE  
50 PCS  
REF. CP1680D

### MÉLANGEUR À ALGINATES

**MALAXE TOUS VOS ALGINATES EN 5 SECONDES SANS BULLES !**

ÉCONOMIQUE, SIMPLE, RAPIDE ET HYPOALLERGÉNIQUE

ESTHÉTIQUE, DISCRET  
ENCOMBREMENT RÉDUIT,  
FAIBLE POIDS, UTILISATION SIMPLE



REF. 3055.03



REF. 3055.02



REF. 3055.01



**18 mois de garantie**  
Poids : 18 kg  
Dimensions : 20x24x30 cm


Vendu avec 4 bols, 1 flacon doseur, 1 spatule, 1 mélangeur  
REF. 3055.00

### MALLOTHY




Pince à plier les fils et les crampons  
REF. 877.00

Pince pour tous les crochets, même boule, avec deux séries d'encoches, aux extrémités et à la base des mors pour retenir et stabiliser les fils. Le diamètre de fil maximum est de 0,7mm. Très maniable grâce à sa taille réduite, elle allie toutes les qualités des pinces Aderer, pour la finesse, et Waldsachs, pour la robustesse.



Pince à cintrer les arcs rectangulaires  
REF. 801.00

### ADERER



Pince à plier les barres  
REF. 886.00



REF. 882.00




REF. 881.00

### YOUNG




REF. 878.00

### ANDRESEN



REF. 880.01

### TWEED



Pince à courber les anses  
REF. 880.00

### PINCE À DÉBAGUER



REF. 802.00

### PINCES TRANCHANTES

CARBURE DE TUNGSTÈNE (TC) : RÉSISTANCE A L'USURE  
QUALITÉ DE COUPE PRÉSERVÉE



Tranchants obliques  
TC  
REF. 832.01



Pince distale  
TC  
REF. 832.02




Tranchants obliques  
REF. 832.00

### HOW



Pinces à serrer bagues et ligatures  
REF. 867.00



Pinces à serrer bagues et ligatures  
REF. 868.00



Tranchants obliques  
REF. 830.00

### WEINGART



REF. 804.00

### ADAMS




REF. 875.00

### HOLLOW CHOP




REF. 803.00

### WALDSACHS



REF. 900.00

### ANGLE



REF. 876.00

### CINCH BACK



REF. 883.00

### PORTE-AIGUILLES MATHIEU



REF. 743.00

14 cm

### CISEAUX À COURONNES



9 cm

Mors courbes, lisses  
REF. 811.00

9 cm

Mors droits, lisses  
REF. 810.00

### PINCES À CLAMP



Ø1,55 cm

17,5 cm

BREWER  
REF. 866.01

### ENFONCE-BAGUE



REF. 155.00

SHURE  
ENFONCE BAGUE / GRATTOIR À CIMENT  
REF. 155.01D


### PRÉCELLES ORTHODONTIQUES



Précèlle satinée à bords plats striés pour bracket  
REF. 224.01.

Précèlle satinée courbe à bords fins pour tube  
REF. 224.02.

### SPATULES À FILS



7/10e

REF. 154.00XL  
REF. 154.00D

15/10e

REF. 154.00GXL  
REF. 154.00GD

REF. 154.01XL  
REF. 154.01D

### MANCHE AU CHOIX



XL Style REF se terminant par XL

Design REF se terminant par D

### COUTEAUX À CIRE



FAHNSTOCK  
REF. 2067.16

REF. 2065.17

### INSTRUMENTS À MODELER



ZAHLE  
REF. 197.01E

LE CRON  
REF. 196.00E

### GODETS

#### GODETS EXTRA SOUPLES SILICONE



30 ml  
REF. 1595.01


10 ml  
REF. 1595.03

#### GODETS DAPPEN EN VERRE




10 ml / 2 ml  
REF. 1592.00

### PIED À COULISSE



Pied à coulisse ortho

REF. 3331.02



Pied à coulisse numérique renforcé inox

REF. 3331.01

REF. 3331.00

Pied à coulisse renforcé inox

