

# Plateaux de Rangement et Stérilisation



## Les Plateaux Inox



### PLATEAUX INOX 28X18

Acier inoxydable

- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm ..... Réf. 182450
- Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm ..... Réf. 182451
- Porte-instruments (11) ..... Réf. 182452



### PLATEAUX INOX 18X14

Acier inoxydable

- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm ..... Réf. 182460
- Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm ..... Réf. 182461
- Porte-instruments (7) ..... Réf. 182462



### PLATEAUX INOX PERFORÉS 28X18

Acier inoxydable

- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm ..... Réf. 185450
- Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm ..... Réf. 185451
- Porte-instruments (11) ..... Réf. 182452



### PLATEAUX INOX PERFORÉS 18X14

Acier inoxydable

- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm ..... Réf. 185460
- Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm ..... Réf. 185461
- Porte-instruments (7) ..... Réf. 182462

## Les Displays Inox



### DISPLAY INOX 28 X 18

- Format 30 x 19 x 27 cm ..... Réf. 182455 (vide)
- Pour 6 plateaux 28 x 18 avec couvercles
- Possibilité de fixation murale



### DISPLAY INOX 18 X 14

- Format 19 x 16 x 27 cm ..... Réf. 182465 (vide)
- Pour 6 plateaux 18 x 14 avec couvercles
- Possibilité de fixation murale

# Plateaux de Rangement et Stérilisation



## Les Plateaux Alu

Coloris Plateaux 1 2 3 4 5 6 - Coloris Couvercles 1 uniquement



### PLATEAUX ALU 28X18

Aluminium anodisé


- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm ..... Réf. 181450
- Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm ..... Réf. 181451
- Porte-instruments (16) ..... Réf. 181452



### PLATEAUX ALU 18X14

Aluminium anodisé

- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm ..... Réf. 181460
- Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm ..... Réf. 181461
- Porte-instruments (10) ..... Réf. 181462



### PLATEAUX ALU PERFORÉS 28X18

Aluminium anodisé

- Plateau 28 x 18 x 1,9 cm ..... Réf. 184450
- Couvercle 28 x 18 x 2,5 cm ..... Réf. 184451
- Porte-instruments (16) ..... Réf. 181452



### PLATEAUX ALU PERFORÉS 18X14

Aluminium anodisé

- Plateau 18 x 14 x 1,9 cm ..... Réf. 184460
- Couvercle 18 x 14 x 2,5 cm ..... Réf. 184461
- Porte-instruments (10) ..... Réf. 181462

## Les Displays Alu



### DISPLAY ALU 28 X 18

Dans le sens de la largeur :

- Format 30 x 19 x 27 cm ..... Réf. 181455 (vide)

Dans le sens de la longueur :

- Format 19 x 30 x 27 cm ..... Réf. 181456 (vide)

Pour 6 plateaux 28 x 18 avec couvercles

Possibilité de fixation murale



### DISPLAY ALU 18 X 14

- Format 19 x 16 x 27 cm ..... Réf. 181465 (vide)

Pour 6 plateaux 18 x 14 avec couvercles

Possibilité de fixation murale

sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

# Plateaux de Rangement et Stérilisation

## Les Plateaux 20x10 et 20x15




### PLATEAUX ALU



Aluminium anodisé - Coloris 1 2 3 4 5 6

- Format : 20 x15 x 2 cm ..... Réf. 181480
- Format : 20 x10 x 2 cm ..... Réf. 181470




### PLATEAUX INOX

Acier inoxydable - Haute résistance  
Spécialement conçus pour les sets d'examen dans la pratique quotidienne



- Format : 20 x15 x 2 cm ..... Réf. 182480
- Format : 20 x10 x 2 cm ..... Réf. 182470



### DISPLAY ALU

- Pour 6 plateaux 20 x 15 :
- Format 16 x 20 x 18,5 cm ..... Réf. 181485 (vide)
- Pour 6 plateaux 20 x 10 :
- Format 10,3 x 20 x 18,5 cm ..... Réf. 181475 (vide)

Ne pas utiliser de solution incompatible avec l'aluminium



### DISPLAY INOX

- Pour 6 plateaux 20 x 15
- Format : 21 x 15,8 x 18,2 cm ..... Réf. 182485 (vide)
- Pour 6 plateaux 20 x 10
- Format : 20,6 x 10,2 x 18,2 cm ..... Réf. 182475 (vide)

Possibilité de fixation murale



## Les Tubs Aluminium



Plateau d'organisation et de transport très léger. Gain de temps pour l'assistante.  
Peut être équipé de séparateurs et disposé dans un display.

- Tub Alu - Coloris 1 2 3 4 - Format 33,5 x 23,5 x 5,2 cm ..... Réf. 181510
- Séparateur ..... Réf. 181520
- Display vide (pour 4 Tubs) - Format 34 x 24 x 41 cm ..... Réf. 181525

Possibilité de fixation murale

# Plateaux de Rangement et Stérilisation

## Les Stéri Trays Les Containers

Boîtes de stérilisation équipées d'un filtre papier (à usage unique) - Aluminium anodisé coloris 1.  
Couvercles multi perforé avec clips de fermeture. Joint silicone d'étanchéité (230°C).



### STERI TRAY 18X14

- Réf. 187460 - Formats :  
- Ext. 19 x 14,5 x 4,6 cm - Int. 18 x 13,5 x 2,8 cm
- Réf. 187468 - Réassort de 100 Filtres Papier

Avec  
porte-instruments  
en aluminium



### STERI TRAY 28X18

- Réf. 187450 - Formats :  
- Ext. 29,5 x 19 x 4,6 cm - Int. 28 x 18 x 2,8 cm
- Réf. 187458 - Réassort de 100 Filtres Papier



### CONTAINER 25X10X5

- Réf. 300100 - Formats :  
- Ext. 26 x 11 x 7,5 cm - Int. 25 x 10 x 5,1 cm
- Réf. 300150 - Réassort de 100 Filtres Papier



### CONTAINER 25X15X6

- Réf. 300200 - Formats :  
- Ext. 26 x 16 x 8,5 cm - Int. 25 x 15 x 5,8 cm
- Réf. 300250 - Réassort de 100 Filtres Papier

Aluminium  
«Qualité  
Supérieure»



## Les Stéri Box

Boîtes de stérilisation performantes et écologiques ! Elles sont équipées d'un filtre Téflon efficace jusqu'à 2000 cycles, d'un double joint silicone d'étanchéité, un porte étiquette et deux supports pour plomb. Aluminium anodisé coloris 1. Pour des cassettes adaptées, nous consulter.



### STERI BOX 18X14

- Réf. 187445 - Formats :  
- Ext. 19 x 15,6 x 5,5 cm - Int. 18 x 13,5 x 3,5 cm
- Réf. 187447 - Réassort Filtre Téflon - l'unité

Système de  
filtration avec double  
joint d'étanchéité et  
filtre Téflon.



### STERI BOX 28X18

- Réf. 187440 - Formats :  
- Ext. 30 x 19 x 6 cm - Int. 28 x 18 x 4 cm
- Réf. 187446 - Réassort Filtre Téflon - l'unité



### STERI BOX 32X21

- Réf. 187470 - Formats :  
- Ext. 35 x 21,7 x 8 cm - Int. 32 x 21 x 7 cm
- Réf. 187446 - Réassort Filtre Téflon - l'unité