


Disponible uniquement avec le manche **XL Style**



XL Style


### GRACEY




Incisives et canines ● REF. 402.01XL  
REF. 402.01TXL



Incisives et canines ● REF. 402.03XL  
REF. 402.03TXL




Incisives et prémolaires ● REF. 402.05XL  
REF. 402.05TXL




Prémolaires et molaires buccal et lingual ● REF. 402.07XL  
REF. 402.07TXL



Prémolaires et molaires mésial ● REF. 402.11XL  
REF. 402.11TXL



Prémolaires et molaires distal ● REF. 402.13XL  
REF. 402.13TXL



Charte Gracey

**REVÊTEMENT NITRURE DE ZIRCONIUM (ZRN)**  
(REF se terminant par TXL)

**Matériau biocompatible**  
**Conserve le tranchant durablement**




### CRANE KAPLAN




CK6 REF. 404.06XL



MINI CK6 REF. 404.08XL



Spatule MICRO CK6 droit REF. 404.09XLSPT



MICRO CK6 DROIT Détartrage secteur antérieur REF. 404.05dXL  
REF. 404.05dTXL



MICRO CK6 COURBE Détartrage secteur postérieur REF. 404.05XL  
REF. 404.05TXL

### M23



REF. 404.23XL

Disponible uniquement avec le manche **XL Style**



XL Style

### GOLDMAN-FOX



REF. 401.02XL



REF. 401.03XL



REF. 401.04XL



REF. 406.01XL



REF. 406.21XL



### MAC CALL



REF. 403.13XL



REF. 403.17XL



REF. 420.07XL


### YOUNGER GOOD

### ORBAN



REF. 412.01XL

### BUCK



REF. 413.05XL\*

### WEDELSTAEDT (W.E.D.)



REF. 115.02XL



REF. 115.03XL



REF. 115.09XL



REF. 115.10XL



REF. 115.48XL



Disponible uniquement avec le manche **Design**.

Design

### ZERFING



REF. 409.00D



REF. 409.02D



REF. 409.03D

### KIRKLAND



REF. 414.13D\*



REF. 414.14D\*

### I.D.I.



REF. 410.16D\*

### I.N.H.



REF. 185.03D

### TOWNER



REF. 410.15D

### DEVIN



REF. 185.04D

### JAQUETTE



REF. 184.01D



REF. 184.02D\*



REF. 184.03D\*

### I.N.A.



REF. 183.01D



REF. 183.02D



REF. 183.03D



REF. 183.04D



REF. 183.06D



REF. 183.07D



REF. 183.32D



REF. 183.33D



REF. 183.34D

### DARBY PERRY



REF. 184.04D\*



REF. 184.05D\*



REF. 184.06D\*



REF. 184.11D\*

### THORPE



REF. 185.22D

### SONDES GRADUÉES

#### SONDE COURBE



Marquage Laser 3/6/9 mm

REF. 418.02XL

#### MANCHE AU CHOIX

Les instruments sont disponibles au choix avec le manche **XL Style** ou le manche **Design**.



**XL Style** REF se terminant par XL



**Design** REF se terminant par D

#### POINTE MOUSSE



Marquage Laser 3/6/9/11/13/16 mm  
REF. 418.00XL  
REF. 418.00D

Marquage Laser 3/6/9 mm  
REF. 418.01XL  
REF. 418.01D

#### POINTE BOULE



REF. 271.00XL  
REF. 271.00D

#### SONDE PLATE




REF. 419.00XL  
REF. 419.00D

#### POINTE PARO GRADUÉE



Marquage Laser 5/10/15/20 mm  
REF. 418.03D

### BARD PARKER : LA LAME DE BISTOURI SANS RISQUE !




Manche de bistouri pour lame stérile très fine, jetable, rétractable avec gaine de protection. La protection plastique évite tout risque de coupure pour placer et retirer la lame.

### LAMES STÉRILES X1

Pour manche N°3



Pour manche N°4



### BISTOURIS

Un manche **XL Style** pour une meilleure préhension et plus facile à tourner



Manche économique standard



### Lames vendues séparément



### INSTRUMENTS TRANCHANTS



### PRÉCELLES À SUTURE



Sutures, à oeillets 15 cm  
REF. 428.00




Sutures, oeillets ouverts 15 cm  
REF. 429.00



**CORN** suture 15 cm  
REF. 432.00

### PRÉCELLES À MARQUER GOLDMAN-FOX



Marquage à droite 15 cm  
REF. 417.01



Marquage à gauche 15 cm  
REF. 417.02

### DÉCOLLEURS DE MOLT

#### MANCHE AU CHOIX

Les instruments sont disponibles au choix avec le manche **XL Style** ou le manche **Design**.



**XL Style** REF se terminant par XL



**Design** REF se terminant par D



REF. 407.07XL  
REF. 407.07D



REF. 407.08XL  
REF. 407.08D



REF. 407.09XL  
REF. 407.09D

### DÉCOLLEUR DU DR ROOS


**3 EN 1**  
TOUS LES AVANTAGES D'UN DÉCOLLEUR, D'UN ÉCARTEUR ET DE LA VISION D'UN MIROIR PURE REFLECT !



L 4 mm

REF. 407.05XL

22x9 mm



#### UTILISATION

- Décoller les tissus mous.
- Rétracter et écarter avec appui osseux.
- Grâce au miroir intégré, contrôle visuel de l'acte chirurgical pendant sa réalisation.

# PARODONTOLOGIE

## PORTE-AIGUILLES

### MATHIEU



REF. 743.00TC  
REF. 743.00


L'AIGUILLE NE TOURNE PLUS  
DANS LES MORS !

TC : Mors Carbure de Tungstène :  
Résistance à l'usure



REF. 744.00TC  
REF. 744.00

### CASTROVIEJO




Mors droits

REF. 747.01TC



Mors courbes

REF. 747.02TC



## INSTRUMENTS EXTRACTION

Syndesmotomes .....	46
Élévateurs .....	48
Élévateurs Vignal.....	50
Daviers Rétentifs.....	51
Curettes .....	54