

## Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie

# ProfiLax3

### Die Rundumprophylaxe

Das Prophylaxe-Komplettsystem in drei Härten - gezielte Entfernung von Belägen und leichtem Zahnstein bei jedem Patienten.

Die härteren Bürsten und Polierer sind für hartnäckige Beläge und Zahnstein einzusetzen.

Zum perfekten Ergebnis bei Standardaufgaben führt die mittlere Härte der Instrumente.

Die weichen Bürsten und Polierer arbeiten besonders patientenschonend. Sie erleichtern die Prophylaxe bei empfindlichen Patienten und sorgen für schonende Reinigung bei vorgeschädigten Zähnen und Zahnfleisch.

Die Instrumente sind als fertig montierte Instrumente, Snap-on und als Screw-Type erhältlich. Dies erlaubt den individuellen Einsatz.

### All-round prophylaxis

The comprehensive prophylaxis system with three hardnesses – accurate removal of accretion and light tartar for every patient.

The stiffer brushes and harder polishers are for tenacious accretion and tartar.

The medium hardness of these instruments enables them to produce perfect results for standard tasks.

The soft brushes and polishers are especially gentle to patients. They simplify prophylaxis for sensitive patients and clean compromised teeth and gingiva gently.

These instruments are supplied ready-to-use as Snap-on and Screw-Types which enables them to be used for custom applications.

### La prophylaxie globale

Le système prophylactique complet avec trois degrés de dureté – élimination ciblée de dépôts et de léger tartre chez tout patient.

Les brossettes et polissoirs durs sont destinés pour les dépôts et le tartre coriaces.

La dureté moyenne des instruments permet d'obtenir des résultats parfaits pour les situations du type standard.

Les brossettes et polissoirs doux œuvrent de manière très peu agressive.

Ils simplifient la prophylaxie chez les patients sensibles et assurent un nettoyage en douceur pour des dents et des gencives déjà affaiblis.

Les instruments sont disponibles en tant qu'instruments déjà montés, en versions Snap-on et Screw-Type. Ceci permet une utilisation individualisée.

## Montierte Polierer RA • Mounted polishers RA • Polissoirs montés Contre-angle



Prophylaxe RA - gelb, hart  
Prophylaxis RA - yellow, hard  
Prophylaxie Contre-angle - jaune, dur



Prophylaxe RA - weiss, mittel  
Prophylaxis RA - white, medium  
Prophylaxie Contre-angle - blanc, moyen



Prophylaxe RA - rosa, weich  
Prophylaxis RA - pink, soft  
Prophylaxie Contre-angle - rose, doux



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 600 060
REF		P1242

⌚ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 500 060
REF		P1240

⌚ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0

Shank	ISO	100
RA	020 204 ...	034 400 060
REF		P1241

⌚ opt. 1.500 rpm

Polierer mit Polierpaste einsetzen • Polishers must be used with polishing paste • Utiliser les polissoirs avec de la pâte à polir

# Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie

## Snap-on Polierer • Snap-on Polishers • Polissoires Snap-on



Snap-on gelb, hart  
*Snap-on yellow, hard*  
*Snap-on jaune, dur*



Snap-on weiss, mittel  
*Snap-on white, medium*  
*Snap-on blanc, moyen*



Snap-on rosa, weich  
*Snap-on pink, soft*  
*Snap-on rose, doux*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,2

Shank	ISO		100
	020 900 ...		034 600 060
REF			P1253

⌚ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,2

Shank	ISO		100
	020 900 ...		034 500 060
REF			P1251

⌚ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,2

Shank	ISO		100
	020 900 ...		034 400 060
REF			P1252

⌚ opt. 1.500 rpm

Snap-on Träger  
*Snap-on mandrel*  
*Snap-on mandrin*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO		6/100
RA	311 204 ...		607 000 050
REF			M037

## Screw-Type Polierer • Screw-Type Polishers • Polissoires Screw-Type



Prophylaxe Screw-Type gelb, hart  
*Prophylaxis Screw-Type yellow, hard*  
*Prophylaxie Screw-Type jaune, dur*



Prophylaxe Screw-Type weiss, mittel  
*Prophylaxis Screw-Type white, medium*  
*Prophylaxie Screw-Type blanc, moyen*



Prophylaxe Screw-Type rosa, weich  
*Prophylaxis Screw-Type pink, soft*  
*Prophylaxie Screw-Type rose, doux*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,5

Shank	ISO		100
	020 300 ...		034 600 060
REF			P1245

⌚ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,5

Shank	ISO		100
	020 300 ...		034 500 060
REF			P1243

⌚ opt. 1.500 rpm

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	9,5

Shank	ISO		100
	020 300 ...		034 400 060
REF			P1244

⌚ opt. 1.500 rpm

Screw-Type Träger  
*Screw-Type mandrel*  
*Screw-Type mandrin*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	
Kopf/Head Length in mm - longueur	

Shank	ISO		6/100
RA	311 204 ...		001 300 000
REF			M4039





Die Farbgebung kennzeichnet die unterschiedliche Härte der Polierer.  
*The colours indicate the different hardnesses of the polishers.*  
*La couleur identifie les diverses duretés des polissoirs.*

Polierer mit Polierpaste einsetzen • Polishers must be used with polishing paste • Utiliser les polissoirs avec de la pâte à polir

# Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire



## Montierte Bürsten RA • Mounted brushes RA • Brossettes montées Contre-angle



Prophylaxe Bürsten gelb, hart  
 Prophylaxis brushes yellow, hard  
 Brossettes prophylactiques jaune, dur



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	045	045	070	020
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0	7,0	5,0	3,5
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO
RA	110 204 ...	110 600 045	243 600 045	225 600 070
REF		P1475	P1476	P1477

⌚ opt. 2.000 rpm



vorher  
 Before  
 Avant



Prophylaxe Bürsten weiss, mittel  
 Prophylaxis brushes white, medium  
 Brossettes prophylactiques blanc, moyen



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	045	045	070	020
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0	7,0	5,0	3,5
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO
RA	110 204 ...	110 500 045	243 500 045	225 500 070
REF		P1255	P1256	P1257

⌚ opt. 2.000 rpm



nachher  
 After  
 Après



Prophylaxe Bürsten rosa, weich  
 Prophylaxis brushes pink, soft  
 Brossettes prophylactiques roses, douces



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	045	045	070	020
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0	7,0	5,0	3,5
Shank	ISO	ISO	ISO	ISO
RA	110 204 ...	110 400 045	243 400 045	225 400 070
REF		P1470	P1471	P1472

⌚ opt. 2.000 rpm



Entfernung von provisorischem Zement  
 Removal of temporary cement  
 Elimination de ciment provisoire

mit Polierpaste einsetzen • use with polishing paste • Utiliser avec de la pâte à polir

## Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie



### Screw-Type Bürsten • Screw-Type Brushes • Brossettes Screw-Type



Screw-Type gelb, hart  
*Screw-Type yellow, hard*  
*Screw-Type jaune, dur*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	045	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0	5,0

Shank	ISO		
	110 300 ...	110 600 045	225 600 070
REF		<b>P1485</b>	<b>P1486</b>



⌚ opt. 1.500 rpm



Screw-Type weiss, mittel  
*Screw-Type white, medium*  
*Screw-Type blanc, moyen*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	045	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0	5,0

Shank	ISO		
	110 300 ...	110 500 045	225 500 070
REF		<b>P1480</b>	<b>P1481</b>



⌚ opt. 1.500 rpm



Screw-Type rosa, weich  
*Screw-Type pink, soft*  
*Screw-Type rose, doux*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	045	070
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0	5,0

Shank	ISO		
	110 300 ...	110 400 045	225 400 070
REF		<b>P1482</b>	<b>P1483</b>

⌚ opt. 1.500 rpm

### Screw-Type Träger • Screw-Type mandrel • Mandrin Screw-Type


zum Aufschrauben von Kelchpolierern  
 und Polierbürsten.

*for winding prophylaxis cups  
 and polishing brushes onto.*

*Pour fixer par vissage les cupules et brossettes à polir.*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	
Kopf/Head Length in mm - longueur	

Shank	ISO	
RA	311 204 ...	001 300 000
REF		<b>M4039</b>

mit Polierpaste einsetzen • use with polishing paste • Utiliser avec de la pâte à polir



### Snap-on Bürsten • Snap-on Brushes • Brossettes Snap-on



Snap-on weiss, mittel  
*Snap-on white, medium*  
*Snap-on blanc, moyen*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050	045
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0	7,0

Shank	ISO		
	110 900 ...	110 500 050	243 500 045
REF		<b>P1490</b>	<b>P1491</b>

⌚ opt. 1.500 rpm


Snap-on Träger zum Aufstecken von  
 Kelchpolierern und Polierbürsten.

*Snap-on mandrel for snapping prophylaxis cups and polishing brushes onto.*

*Mandrin Snap-on pour fixer par pression les cupules et brossettes à polir.*



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	050
Kopf/Head Length in mm - longueur	7,0

Shank	ISO	
RA	311 204 ...	607 000 050
REF		<b>M037</b>



## Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie



# ProfiLax ECO

### Prophylaxe-Bürsten ECO

Die Bürsten mit Kunststoffschäft sind in zwei Härten erhältlich, mittel und weich. Sie werden zur Entfernung von Zahnbelägen mit Hilfe von Polierpaste genutzt. Mit den mittelharten Bürsten kann auch die Reinigung von Implantat-Gewinden ohne Polierpaste erfolgen. Ebenso können von Kronenstümpfen provisorische Zemente entfernt werden.

Die Prophylaxe-Bürsten sind Einmalinstrumente und können nicht sterilisiert werden.

### ECO prophylaxis brushes

The brushes with plastic shank are available in two levels of hardness, medium and soft. They are used for removing tooth accretion with the aid of polishing paste. Implant threads can also be cleaned without polishing paste using the medium-hard brushes. Temporary cement can also be removed from tooth preparations.

The prophylaxis brushes are single-use instruments and cannot be sterilized.



### Brossettes de prophylaxie ECO


Les brossettes avec tige en plastique sont disponibles en deux degrés de dureté à savoir la moyenne et la douce. À l'aide de pâtes à polir, elles sont utilisées pour l'élimination des dépôts dentaires. Avec les brossettes de dureté moyenne, il est possible également de nettoyer le filetage des implants sans pâte à polir. De même, il est possible d'éliminer le ciment de scellement provisoire des moignons dentaires.

Les brossettes de prophylaxie sont des instruments jetables et ne peuvent pas être stérilisées.



Prophylaxe RA - weiss, mittel  
 Prophylaxis RA - white, medium  
 Prophylaxie Contre-angle - blanc, moyen




Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Länge/Length/longueur mm	9,0
Shank	ISO 
RA 010 244 ...	225 500 060
REF	P1273

⊖ opt. 1.500 rpm



Prophylaxe RA - weiss, weich  
 Prophylaxis RA - white, soft  
 Prophylaxie Contre-angle - blanc, doux



Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Länge/Length/longueur mm	9,0
Shank	ISO 
RA 010 244 ...	225 400 060
REF	P1274

⊖ opt. 1.500 rpm

# Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie



Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire

## ProfiLax ECO

### Prophylaxe-Polierer ECO

Die Prophylaxe-Polierer mit Kunststoffschäfte sind in zwei Härten erhältlich. Die Kelchform ist innen mit speziellen Lamellen ausgestattet, die die Polierpaste konstant direkt an den Zahn transportiert. Die Polierer mit den Noppen sorgen für eine verstärkte Reibung am Zahn. Dies sorgt bei hartnäckigen Belägen für eine schnellere Politur.

Der Spritzschutz der Polierer verhindert, dass Polierpaste in das Winkelstück gelangt. Die Bindung der Polierer ist latexfrei.

Die Instrumente sind Einmalinstrumente und können nicht sterilisiert werden.

### ECO prophylaxis polishers

The prophylaxis polishers with plastic shank are available in two levels of hardness. The inside of the cup shape has special lamellae, which transport the polishing paste directly to the tooth. The polishers with dimples provide increased friction on the tooth. This ensures quicker polishing with stubborn accretion.

The spray guard of the polisher prevents polishing paste getting into the contra-angle. The bonder of the polishers is latex-free.

These instruments are single-use instruments and cannot be sterilized.

### Polissoirs de prophylaxie ECO

Les polissoirs de prophylaxie avec une tige en plastique sont disponibles en deux degrés de dureté. La forme en coupelle est munie à l'intérieur de lames spéciales, qui transportent la pâte à polir de manière constante et directement sur la dent. Les polissoirs sont munis de boucles qui permettent d'améliorer la friction sur la dent. Ceci permet d'obtenir un polissage plus rapide en cas de dépôts persistants.

La protection du polissoir contre les projections empêche la pâte à polir de pénétrer dans le contre-angle. La liaison du polissoir est sans latex.


Les instruments sont des instruments jetables et ne peuvent pas être stérilisés.






  
 Prophylaxe RA - blau, mittel  
*Prophylaxis RA - blue, medium*  
*Prophylaxie Contre-angle - bleue, moyen*

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Länge/Length/longueur mm	9,0

Shank	ISO	
RA	020 244 ...	034 500 060
REF	P1246	


⌚ opt. 1.500 rpm






  
 Prophylaxe RA - blau, mittel  
*Prophylaxis RA - blue, medium*  
*Prophylaxie Contre-angle - bleue, moyen*

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Länge/Length/longueur mm	9,0

Shank	ISO	
RA	020 244 ...	036 500 060
REF	P1248	


⌚ opt. 1.500 rpm








  
 Prophylaxe RA - rosa, weich  
*Prophylaxis RA - pink, soft*  
*Prophylaxie Contre-angle - rose, doux*

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Länge/Length/longueur mm	9,0


Shank	ISO	
RA	020 244 ...	034 400 060
REF	P1247	

⌚ opt. 1.500 rpm





  
 Prophylaxe RA - rosa, weich  
*Prophylaxis RA - pink, soft*  
*Prophylaxie Contre-angle - rose, doux*

Größe/Size/taille ø 1/10 mm	060
Länge/Length/longueur mm	9,0

Shank	ISO	
RA	020 244 ...	036 400 060
REF	P1249	

⌚ opt. 1.500 rpm

Polierer mit Polierpaste einsetzen • Polishers must be used with polishing paste • Utiliser les polissoirs avec de la pâte à polir

# Prophylaxe Polierer • Prophylaxis Polishers • Prophylaxie

Praxis • Dental Surgery • Cabinet dentaire



NTI ProphylaxeMaster bitte mit Wasserspray verwenden !  
 Please use NTI ProphylaxeMaster with water spray !  
 Veuillez utiliser le NTI ProphylaxeMaster avec un spray d'eau !







## NTI ProphylaxeMaster


zum Beseitigen von Zahnbelägen und Verfärbungen. Reinigen auch ohne Polierpaste, durch in die Polierkörper eingearbeitete Abrasivstoffe.


*Specially designed polishers which incorporate a superfine abrasive grit, for tooth without the use of polishing paste.*

*Pour éliminer le tartre, pas de pâte à polir nécessaire grâce à des substances abrasives incorporées dans l'instrument.*




Größe/Size/taille $\varnothing$ 1/10 mm	050	030	060	060	060
Kopf/Head Length in mm - longueur	10,0	6,0	10,0	10,0	9,0
Shank 					
RA 658 204 ...	243 512 ...	243 512 ...	030 512 ...	034 512 ...	034 511 ...
REF	P1232	P1233	P1235	P1238	P1239

 opt. 5.000 rpm



REF Set-1956

Prophylaxe Set 1  
 Prophylaxis Set 1  
 Coffret de prophylaxie 1



REF Set-1957

Prophylaxe Set 2  
 Prophylaxis Set 2  
 Coffret de prophylaxie 2