

DÉCOUVREZ 3 RAISONS DE PRÉFÉRER HERON™ IOS



365 Herndon pkwy #18
Herndon, va 20170,
United States

3DISC dental connect
10/12 Rue Hamelin
75116 Paris, France

tel: (+33) (0)1 42 25 73 98
sales@3disc.com

3DISC Taking Digital Beyond

WWW.3DISC.COM



3DISC Taking Digital Beyond

La solution Heron™ IOS



Un scanner compact
et ergonomique




Un logiciel intuitif



Un système
entièrement ouvert

Heron™IOS est une solution de scanner intraoral conçue pour apporter une simplicité accrue à votre clinique dentaire. Proposant un logiciel intuitif et un scanner compact et ergonomique, dans un système entièrement ouvert, **Heron™IOS** vous permet de tirer le meilleur du monde digital et apporte beauté et simplicité à votre quotidien.





Un logiciel intuitif conçu pour une prise d'empreinte simple, rapide et précise, permettant aux dentistes d'être confiants dans la réussite de leurs scans.

Grâce au logiciel **HeronClinic**, votre équipe peut facilement naviguer l'interface intuitive et conviviale pour répondre à tous vos besoins en matière de restauration, d'orthodontie et d'implants.

Qu'il s'agisse de la création, de la numérisation ou de l'intégration de cas, **Heron™IOS**, avec ses flux de travail clairs et sa plateforme cloud, facilite plus que jamais la création et la consultation de cas patients, ainsi que la numérisation et le partage avec les laboratoires.



QUALITY
MAP

Utilisée en complément du protocole de scan, l'outil de contrôle de la qualité **Quality Map** permet à l'utilisateur de déterminer si des données suffisantes ont été acquises dans les zones clés.

En cas de données insuffisantes, le praticien peut rescanner les zones cibles pour lesquelles davantage de données sont nécessaires.



**Un scanner compact
et ergonomique,
conçue en Europe,
fabriqué aux USA.**

Le **Heron™IOS** est une solution d'imagerie numérique 3D conçue pour simplifier votre travail de professionnel de santé. Se présentant comme l'un des scanners les plus ergonomiques et maniables du marché, le **Heron™IOS** ne pèse que 150 grammes, et dispose d'un design compact et épuré, assurant une numérisation plus efficace et un confort accru pour le patient.



Rotation à
360°

Scan d'une arche
complète en

59
secondes

Embouts
autoclavables
250 fois


Compact et ergonomique,
seulement
150g





HERON™ IOS propose
un système entièrement ouvert,
qui fonctionne avec l'ensemble
des CAD/CAM destinés aux
cliniciens et laboratoires.


Exportant aux formats STL, OBJ et PLY, pour une intégration directe avec DWOS et Exocad, 3Disc facilite la communication clinic/lab, et vous permet de travailler avec l'ensemble des systèmes CAD/CAM ouverts disponibles. Une interopérabilité totale, combiné avec la possibilité d'exporter localement ou via notre plateforme dédiée **HeronCloud**, vous permet d'échanger avec votre laboratoire en un seul clic.



3DISC, une entreprise globale.

Notre aventure a commencé en 2010. **3DISC** a débuté en tant qu'équipe de R&D multidisciplinaire se consacrant à une seule mission : être le pionnier du dentaire numérique de demain. Après 8 ans de développement intensif, **3DISC** a lancé sur le marché sa solution innovante et entièrement numérique : le **Heron™IOS**. Aujourd'hui, **3DISC** est un fabricant américain privé, fournisseur mondial de solutions IOS, dont les sièges sont basés aux États-Unis et en France.

Notre équipe internationale d'experts numériques s'engage à pousser encore plus loin la technologie digitale, en offrant des avantages cliniques pertinents grâce à des solutions inclusives. Lorsque les cliniques dentaires font le choix de **3DISC**, elles peuvent faire confiance à notre engagement envers l'innovation continue de nos solutions : celles-ci contribueront à simplifier leur journée de travail et permettront aux médecins de proposer des traitements d'une qualité optimale à leurs patients.



Service d'assistance à 360°

FORMATION SUR MESURE

Options de formations personnalisées au cabinet ou formations à distance supplémentaires disponibles.

CONFIGURATION PROACTIVE

Le système Heron™ IOS est configuré sur mesure afin d'offrir une expérience utilisateur améliorée et une optimisation continue.

PAS DE REDEVANCE ANNUELLE

Un paiement unique, tout compris. Pas de frais de licence ou redevance annuelle. Mises à jour GRATUITES du logiciel.

ASSISTANCE EN LIGNE

Notre équipe d'assistance client, disponible par téléphone ou par email, peut accéder à distance sur votre PC afin de vous offrir un support plus efficace et rapide.

