



# Silkam Le fil de soie naturelle



<b>Structure</b>	Tressée
<b>Couleur</b>	Noir ou blanc
<b>Composition</b>	Filaments naturels de soie
<b>Enduction</b>	Cire et silicone. Cire d'abeille pure. Cire raffinée de parafine.
<b>Origine</b>	Soie naturelle - Cocons de vers à soie
<b>Tailles</b>	USP 5/0 à USP 8/0
<b>Résorption</b>	Non résorbable
<b>Stérilisation</b>	Irradiation gamma

## Indications

- Greffes de tissu conjonctif
- Recouvrement de récessions
- Chirurgie apicale
- Cystectomies
- Implants oraux
- Extractions dentaires
- Ostéotomies

## Avantages

- Manipulation simple : matériel de suture flexible et souple
- Bonne tenue des nœuds
- Passage intratissulaire en douceur

Aiguille Longueur mm	Fil Longueur cm	5/0	4/0	3/0	2/0
HS 21 	75 Noir			C07644248	
DS 12 	45 75 Noir	C0762091 *C0765597	C0762083 C0765082	C0762075 C0765074	
DS 16 	45 75 Noir	C0762121 C0764124	<b>C0764132</b>	<b>C0764140</b>	
DS 19 	75 Noir	C0765198	<b>C0765201</b>	<b>C0765210</b>	<b>C0765228</b>
DS 24 	75 Noir			<b>C0762350</b>	

\*Fabrication spéciale. Délai d'approvisionnement 8 à 12 semaines

C = Boîte de 36

Aiguille :

Aiguille Sarlac

Sertissage Barcelone