

Diamantstreifen • Diamond finishing strips • Strips diamantés



Sortiment, Assortment, Assortiment:
FS5-KP-SO

Inhalt/Contents/Contenu:


- 1 x FSG-1
- 2 x FS5-MKP
- 1 x FS5-FKP
- 1 x FS5-SFKP
- 1 x FS5-XKP



ProxyStrip Nachfüllpackungen ProxyStrip Refill Packs ProxyStrip Recharge



**FS5-MKP, FS5-FKP,
 FS5-SFKP, FS5-XKP**



Farbkodierung/Colour Code/Code couleur



Stärke/Thickness/grosseur (mm)	0,13	0,10	0,08	0,04
Breite/Width/largeur (mm)	5,0	5,0	5,0	5,0
Länge/Length/longueur (mm)	21,0	21,0	21,0	21,0

REF	10	10	10	5
<input type="checkbox"/> FS5-MKP				
<input type="checkbox"/> FS5-FKP				
<input type="checkbox"/> FS5-SFKP				
<input type="checkbox"/> FS5-XKP Sägeverzahnung / with serrated edge / avec dents de scie				

<input type="checkbox"/> M	Blaue Farbkennzeichnung/Blue ring/Bague bleue	Standard/Standard/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
<input type="checkbox"/> F	Rote Farbkennzeichnung/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	30 - 40 µm	ISO No. 514
<input type="checkbox"/> SF	Gelbe Farbkennzeichnung/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	10 - 20 µm	ISO No. 504

Diamantstreifen mit und ohne Sägeverzahnung, Belegung einseitig

Diamond finishing strips with and without serrated edge, single sided

Strips diamantés avec ou sans dents de scie, couverte sur une seule face


 diamantfreier Bereich / diamond free area
 Partie sans diamantation (mm)

← 40 mm →


FS3-MX, FS3-FX, FS3-SFX

Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

10


REF


FS3 - MX

FS3 - FX

FS3 - SFX

2+4+4

FS3-X-SO 2 + 4 + 4

FS3-M, FS3-F, FS3-SF

← 16 mm →

Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

10

REF


FS3 - M

FS3 - F

FS3 - SF

FS2-M, FS2-F, FS2-SF

← 16 mm →

Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	2,50	2,50	2,50
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

10

REF


FS2 - M


FS2 - F

FS2 - SF

Perforierte Diamantstreifen mit und ohne Sägeverzahnung, Belegung einseitig

Perforated diamond finishing strips with and without serrated edge, single sided

Strips diamantés perforés avec ou sans dents de scie, couverte sur une seule face



FS3-MXP


FS3-MXP, FS3-FXP, FS3-SFXP

 diamantfreier Bereich / diamond free area
 Partie sans diamantation (mm)

← 40 mm →



Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

	Blue	Red	Yellow
Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF


FS3 - MXP

FS3 - FXP

FS3 - SFXP

FS3-XP-SO 2 + 4 + 4

FS3-MP, FS3-FP, FS3-SFP

 diamantfreier Bereich / diamond free area
 Partie sans diamantation (mm)

← 16 mm →



Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

	Blue	Red	Yellow
Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	3,75	3,75	3,75
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF


FS3 - MP

FS3 - FP

FS3 - SFP

FS3-P-SO 2 + 4 + 4

FS2-MP, FS2-FP, FS2-SFP

 diamantfreier Bereich / diamond free area
 Partie sans diamantation (mm)

← 16 mm →



Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

	Blue	Red	Yellow
Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	2,5	2,5	2,5
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0



REF



FS2 - MP

FS2 - FP

FS2 - SFP

<input type="checkbox"/> M	Blaue Farbkennzeichnung/Blue ring/Bague bleue	Standard/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
<input type="checkbox"/> F	Roter Farbkennzeichnung/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	30 - 40 µm	ISO No. 514
<input type="checkbox"/> SF	Gelbe Farbkennzeichnung/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	10 - 20 µm	ISO No. 504

Diamantstreifen breit, Belegung einseitig
Diamond finishing strips wide, single sided
Strips diamantés larges, couverte sur une seule face



 **FS6-M, FS6-F, FS6-SF**




Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

	■	■	■
Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	6,0	6,0	6,0
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

 10

REF

<input type="checkbox"/> FS6-M			
<input type="checkbox"/> FS6-F			
<input type="checkbox"/> FS6-SF			
 2+4+4 FS6-SO 2 + 4 + 4			

Perforierte Diamantstreifen 6 mm breit • Perforated diamond strips 6 mm wide
Strips diamantés perforés larges 6 mm

 **FS6-MP, FS6-FP, FS6-SFP**



Farbkodierung/Colour Code/Code couleur

	■	■	■
Stärke/Thickness/grosueur (mm)	0,13	0,10	0,08
Breite/Width/largeur (mm)	6,0	6,0	6,0
Länge/Length/longueur (mm)	147,0	147,0	147,0

 10

REF

<input type="checkbox"/> FS6-MP			
<input type="checkbox"/> FS6-FP			
<input type="checkbox"/> FS6-SFP			


Die Sortimente • Assortments • Assortiments



 2+4+4 **FS6-SO 2 + 4 + 4**



 2+4+4 **FS3-P-SO 2 + 4 + 4**



 2+4+4 **FS3-XP-SO 2 + 4 + 4**

<input type="checkbox"/> M	Blaue Farbkennzeichnung/Blue ring/Bague bleue	Standard/Standard	37 - 44 µm	ISO No. 524
<input type="checkbox"/> F	Roter Farbkennzeichnung/Red ring/Bague rouge	Fein/Fine/Fin	30 - 40 µm	ISO No. 514
<input type="checkbox"/> SF	Gelbe Farbkennzeichnung/Yellow ring/Bague jaune	Superfein/Superfine/Superfin	10 - 20 µm	ISO No. 504