

Supports pour Endodontie



Endo Zippo *nouveau*

Une collection complète de coffrets dédiés aux séquences endodontiques ! Formats compacts, adaptés pour stockage en cassettes. Acier inoxydable et téflon, compatibles thermolaveurs. Traitement de surface anti-tâches.



ENDO ZIPPO 6
Réf. 182153
Format 2,3 x 3,5 x 5 cm

ENDO ZIPPO 8
Réf. 182154
Format 2,3 x 4,5 x 5 cm

ENDO ZIPPO 12
Réf. 182155
Format 2,3 x 5,5 x 5 cm

ENDO ZIPPO 16
Réf. 182156
Format 2,3 x 6,6 x 5 cm



Endo Pro

Nouveau Design ! Cassettes ultra-ajourées pour compatibilité avec les thermolaveurs.

1 endomètre + 1 stérimètre pour compter le nombre d'utilisations. Couvercle avec système de verrouillage.



ENDO PRO - 8 perfo.
• Réf. 182350 - Format 7,7 x 5,8 x 2 cm

ENDO PRO - 12 perfo.
• Réf. 182360 - Format 9,2 x 5,8 x 2 cm

Réassorts
Silicones
p.38 et 39



Barrettes Endo

Un Grand Classique ! Acier inoxydable et téflon. Multi orientable. Coloris 2 4 5 8. Curseur silicone intégré pour compter le nombre d'utilisations.



BARRETTE ENDO 8 perfo.
• Réf. 182210 - Format 6,8 x 4,6 x 1,7 cm



BARRETTE ENDO 12 perfo.
• Réf. 182260 - Format 9 x 5 x 1,7 cm

Supports pour Endodontie



Endo Cassettes

Ergonomie et facilité d'emploi ! Boîte inox perforée, insert téflon, Couvercle à système de verrouillage. Spécial nettoyage et stérilisation. Curseur silicone intégré pour compter le nombre d'utilisations.



NOUVEAU

ENDO CASSETTE 1

16 perfo. pour instr. canalaires
Réf. 182151 - Format 3,5 x 3,9 x 5 cm

ENDO CASSETTE 2

32 perfo. pour instr. canalaires
Réf. 182150 - Format 6,5 x 4,3 x 5 cm

ENDO CASSETTE 3

60 perfo. + 3 godets plastiques + 1 logette
Réf. 182152 - Format 11,5 x 5,8 x 5 cm



Endo Flash *Simple et Pratiques !*



Prix choc



ENDO FLASH 4

• Réf. 182104
Format 4,2 x 1,3 x 5 cm

ENDO FLASH 8

• Réf. 182108
Format 7,3 x 1,3 x 5 cm

ENDO FLASH 12

• Réf. 182112
Format 9 x 1,3 x 5 cm

Acier inox et téflon. Support aéré et léger. Meilleure visibilité des instruments. Facilité de nettoyage et stérilisation. Bonne stabilité. Anse autobloquante avec curseur silicone pour compter le nombre d'utilisations.



Endo Star *Nouveau Concept "Tout en un"*



ENDO STAR 5

• Réf. 182160 - Format 5 x 2 x 5 cm
5 instruments d'endo + 2 fraises

ENDO STAR 8

• Réf. 182170 - Format 7,3 x 2,5 x 5 cm
8 instruments d'endo + 3 fraises

ENDO STAR 12

• Réf. 182180 - Format 9,4 x 2,5 x 5 cm
12 instruments d'endo + 3 fraises

Acier inox et silicone. les Endo Star permettent de grouper votre instrumentation d'endo traditionnelle ou nickel titane, plus des fraises turbine ou contre angle. Les modèles 8 et 12 sont équipés de 2 stérimètres de comptage, afin de dissocier la séquence en 2. Le patin silicone est antidérapant et amovible. Couvercle autobloquant.

sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Supports pour Endodontie



Un grand classique !

ENDO MICRO PULPA / PLUS

Format 6,5 x 5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4

- Endo Micro Pulpa - Réf. 180180 - 30 perforations pour instruments canaux
- Endo Micro Plus - Réf. 180183 - 24 perforations pour instruments canaux 2 godets plastique stérilisables + 1 mini clean gripp

PULPA / GUTTA BOX

Format Ø 4,8 cm - H. 5,5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4

- Pulpa Box - Réf. 180150 - 18 perfo. pour instr. canaux
- Gutta Box - Réf. 180160 - 6 godets plastique stérilisables

Meilleure Vente !



MINI ENDO

- Réf. 180193
- 60 perforations pour instruments canaux, 4 godets plastique stérilisables

MINI ENDO MIXTE

- Réf. 180192
- 36 perforations pour instruments canaux, 3 godets plastique stérilisables, 1 clean gripp



ENDO TOTAL

- Réf. 180196 - Coloris 1 2
- 30 perfo. pour instr.can., 6 godets plastique stérilisables, 5 perfo. pour fraises (3 FG + 2 CA), 1 endomètre, 1 clean gripp, logette pour boulettes coton

ENDO TOTAL BASIC

- Réf. 180197
- Coloris 1 uniquement
- 96 perforations pour instruments canaux




Format 14 x 5,5 x 5 cm - Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4



Format 12 x 9 x 6 cm - Aluminium anodisé



Le rangement maximum !



ENDO ECO

- Réf. 180195 - Format 22 x 10,5 x 5 cm
- Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4 5
- 180 perforations pour instruments canaux, 8 godets plastique stérilisables



Nouveau Modèle !



MINI GRIPP

Pour regrouper les instruments utilisés et les décontaminer. Compresse amovible, cuve pour liquide de désinfection.

- Mini Gripp Alu - Réf. 180250 - Ø 4 - H. 3,5 cm
- Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4 5 7 13

- Mini Gripp Inox + Téflon - Réf. 182400 - Ø 4 - H. 3 cm



Supports pour Endodontie

ENDO CUBE

Des prix bas mais hauts en couleur ! Aluminium anodisé - Coloris couvercle 1 2 3 4 5.



• Réf. 180140 - Format 6,5 x 7 x 5 cm

30 perforations pour instruments canaux, 2 godets plastique stérilisables, 1 endomètre



BOITES DE PULPECTOMIE

Format 22 x 10,5 x 2 cm

Aluminium anodisé coloris 1 uniquement.



- Boîte de pulpectomie 12 bassins amovibles - Réf. 180100
- Boîte de pulpectomie 16 bassins amovibles - Réf. 180101



ENDOMODULE

Format 13,5 x 5,5 x 1,8 cm

- Endomodule Alu - Réf. 180130
- Aluminium anodisé coloris 1 2 3 4.
- Endomodule Inox - Réf. 182130



ENDO RING

• Réf. 182110 - Format 3,9 x 1,2 cm - Le lot de 2



nouveau

Réassort Mousse
Boîte de 40
Réf. 182116

ENDO RING PLUS

• Réf. 182115 - Format 4 x 3,2 cm
L'unité - équipé d'un support bloc mousse pour piquer les instruments en cours d'acte.



Bague en acier inoxydable avec **réglotte graduée** pour régler la longueur des instruments à canaux. Marquage laser indélébile. Réglotte rotative. S'adapte à toute taille de doigt, à la main droite ou à la main gauche.

sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation. Non remboursés par les organismes d'assurance maladie.