

Supports pour Fraises



Les Plug'In



Fixation sûre des fraises grâce aux supports en silicone !

Inox et silicone. Multi orientables. Vaste choix de formats.

Pour fraises turbines ou contre angle. Gain de temps et de sécurité. **Existent en coloris** 2 3 4 5.



PLUG'IN 2 PERFO.

• Réf. 190203 - Format 2,5 x 2 x 3 cm



PLUG'IN 10 PERFO.

• Réf. 190213 - Format 5,2 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 4 PERFO.

• Réf. 190205 - Format 4,5 x 2 x 3 cm



PLUG'IN 12 PERFO.

• Réf. 190211 - Format 6,3 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 6 PERFO.

• Réf. 190208 - Format 3,5 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 16 PERFO.

• Réf. 190212 - Format 8,5 x 2,5 x 3 cm



PLUG'IN 8 PERFO.

• Réf. 190210 - Format 4,5 x 2,5 x 3 cm



ERGO PLUG

• 8 perfo. - Format 5 x 3,3 x 2,8 cmRéf. 190310
• 16 perfo. - Format 8,5 x 3,3 x 2,8 cmRéf. 190312

Supports pour Fraises

Les Plug'In « Fraises Hautes »



H.4 CM - 2 PERFO.

· Réf. 206023


Format 2,5 x 2 x 4 cm



H.4 CM - 4 PERFO.

· Réf. 206025

Format 4,5 x 2 x 4 cm



H.4 CM - 6 PERFO.

· Réf. 206002

Format 7,5 x 2 x 4 cm



H.4 CM - 8 PERFO.

· Réf. 206030

Format 4,5 x 2,5 x 4 cm



H.4 CM - 12 PERFO.

· Réf. 206012

Format 6,3 x 2,5 x 4 cm



H.5 CM - 6 PERFO.

· Réf. 206000

Format 7,5 x 2 x 5 cm



H.5 CM - 12 PERFO.

· Réf. 206010

Format 6,3 x 2,5 x 5 cm



H.6 CM - 6 PERFO.

· Réf. 206003

Format 7,5 x 2 x 6 cm



H.7 CM - 6 PERFO.

· Réf. 206004

Format 7,5 x 2 x 7 cm

Les Plug'In « Maxi »



PLUG'IN 20 PERFO.

· Réf. 190214 - Format 9,7 x 2,5 x 3,4 cm

Format réduit pour stockage optimal sur surface minimale




PLUG'IN 30 PERFO.

· Réf. 190230 - Format 11 x 3,5 x 3,4 cm

Format réduit pour stockage optimal sur surface minimale


Stockage maximum des fraises



PLUG'IN 40 PERFO.

· Réf. 190218

Format 10,9 x 8 x 3,5 cm



PLAQUE DE PLUG 40 PERFO.

et cassette pour plaque de plug

· Plaque de Plug - Réf. 190215 - Format 11 x 8 x 1,5 cm

· Cassette (vide) - Réf. 190216 - Format 11,5 x 9 x 4 cm

· Plaque de Plug + Cassette - Réf. 190217



REASSORT DE PLUGS

· Réf. 190200

La pochette de 8 - *Coloris disponibles : voir page 38*

Supports pour Fraises



Clips Fraises



Acier inoxydable, couvercle autobloquant. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5. 2 types de perforations existants : turbine (FG), ou contre-angle + turbine (MX).



CLIP FRAISES 8 PERFO.

Format 3,5 x 2,8 x 2,8 cm

- Clip fraises 8 perfo. FG Réf. 191266
- Clip fraises 8 perfo. MX (4 FG / 4 CA)..... Réf. 191265

CLIP FRAISES 17 PERFO.

Format 6 x 4,5 x 2,8 cm

- Clip fraises 17 perfo. FG Réf. 191261
- Clip fraises 17 perfo. MX (12 FG / 5 CA)..... Réf. 191260



Clips Fraises Plus



Stabilité des fraises, Performance et Robustesse !

Acier inoxydable - Couvercle autobloquant. Livrés avec 4 index silicone interchangeables de coloris 2 3 4 5.



CLIP FRAISES PLUS 11 PERFO. MX (8 FG + 3 CA)

• Réf. 191368 - Format 4,4 x 2,4 x 3,2 cm

CLIP FRAISES PLUS 17 PERFO. MX (12 FG + 5 CA)

• Réf. 191360 - Format 6 x 4 x 3,2 cm



Maxi Bur Blocs



MAXI BUR BLOC 200

• Réf. 190260

Format 18,5 x 9,5 x 4,5 cm
160 perfo. FG + 40 perfo. CA

MAXI BUR BLOC 100

• Réf. 190270

Format 12 x 8,5 x 4,5 cm
80 perfo. FG + 20 perfo. CA

MAXI BUR BLOC 50

• Réf. 190240

Format 10,6 x 4,7 x 4 cm
40 perfo. FG + 10 perfo. CA

MAXI BUR BLOC 25

• Réf. 190265

Format 6,4 x 5 x 3,8 cm
20 perfo. FG + 5 perfo. CA

Couvercle amovible, aluminium anodisé.

Supports pour Fraises



Color Blocs

Des prix bas mais hauts en couleur !

Aluminium anodisé - Coloris couvercle 1 2 3 4 5.



nouveau
Prix choc

nouveau
Prix choc

COLOR BLOC 11 PERFO.MX (8 FG + 3 CA)
• Réf. 190368 - Format 4,4 x 2,4 x 3 cm

COLOR BLOC 17 PERFO.MX (12 FG + 5 CA)
• Réf. 190360 - Format 6 x 4 x 3 cm



Smart Blocs

Couvercle entièrement démontable sans vis ni charnières !

Aluminium anodisé - Coloris couvercle 1 2.



SMART BLOC 8 PERFO.

Format 3 x 3,2 x 2,9 cm

- Smart Bloc 8 perfo. FG Réf. 190336
- Smart Bloc 8 perfo. MX (6 FG / 2 CA)..... Réf. 190335

SMART BLOC 14 PERFO.

Format 5 x 3,2 x 2,9 cm

- Smart Bloc 14 perfo. FG Réf. 190346
- Smart Bloc 14 perfo. MX (10 FG / 4 CA)..... Réf. 190345



Eco Blocs

Aluminium anodisé - Coloris couvercle 1 2.



ECO BLOC 8 PERFO.

Format 3 x 2,5 x 3 cm

- Eco Bloc 8 perfo. FG Réf. 190236
- Eco Bloc 8 perfo. MX (4 FG / 4 CA) Réf. 190235

ECO BLOC 14 PERFO.

Format 5 x 2,5 x 3 cm

- Eco Bloc 14 perfo. FG Réf. 190246
- Eco Bloc 14 perfo. MX (7 FG / 7 CA) Réf. 190245

Supports pour Fraises



Les UltraLight Haute Performance !



Cassette extra plate, conçue pour une efficacité maximale du nettoyage en thermo désinfecteur. Présentoir intérieur rotatif équipé de plugs silicone pour fraises turbines aussi bien que contre-angle. Traitement de surface brillant, anti-tâche. Existent en coloris **2 3 4 5**



PORTE-FRAISES ULTRALIGHT 5 PERFO.

• Réf. 190370 - Format 5,7 x 5,3 x 1,9 cm

PORTE-FRAISES ULTRALIGHT 9 PERFO.

• Réf. 190380 - Format 9,3 x 5,3 x 1,9 cm



Les Polyvalents

Inox et silicone.

Réassorts
Silicones
p.38 et 39



nouveau



MULTI PLUG

Format 6,3x2,5x5,1 cm

Encoches sur couvercle permettant le montage et démontage des inserts sur la pièce à main.

- Multi Plug 2+2 - 2 inserts + 2 fraises/brossettes Réf. 190421
- Multi Plug 5 - 5 inserts détartrage Réf. 190420

PLUG'IN MIXTE

Permet le maintien de 4, 6 ou 10 fraises, plus 1 ou 2 inserts ou accessoires.

- Plug'In 4+1 - Format 4 x 2,5 x 4,2 cm Réf. 190408
- Plug'In 6+2 - Format 6 x 2,5 x 4,2 cm Réf. 190410
- Plug'In 10+2 - Format 10 x 2,5 x 4,2 cm Réf. 190412



SUPPORT POLYVALENT

Format 6 x 4,5 cm

Conçus spécialement pour les fraises de chirurgie, inserts de détartrage, forets d'implantologie et accessoires.

- 6 perfo. Ø 2 à 3,5 mm Réf. 205010
- 6 perfo. Ø 3,5 à 5 mm Réf. 205012



CLIP POLYVALENT

- 2 perfo. - Format 3,5 x 2,5 x 4,1 cm Réf. 205025
- 6 perfo. - Format 6 x 3,5 x 4,8 cm Réf. 205022

Particulièrement adapté au rangement et à la stérilisation des inserts de détartrage. Pour instruments Ø 3,5 à 5 mm

Supports pour Fraises



Les Bur Flash *Simple et Pratiques !*




Inox, téflon et silicone. Supports aérés et légers.

Meilleure visibilité des fraises et facilité de nettoyage. Bonne stabilité.



Prix choc

Réassorts
Silicones
p.38 et 39



Prix choc

BUR FLASH 5 PERFO.

Format 4,3 x 3,3 x 1,3 cm

- Bur Flash 5 perfo. FG Réf. 190226
- Bur Flash 5 perfo. MX (3FG + 2CA) Réf. 190225

BUR FLASH 10 PERFO.

Format 7,3 x 3,3 x 1,3 cm

- Bur Flash 10 perfo. FG Réf. 190221
- Bur Flash 10 perfo. MX (5FG + 5CA) Réf. 190220




Les Mini Séquenceurs *Une Valeur Sûre !*



Acier inoxydable et téflon - Format 4,5 x 3 x 1,5 cm - 5 Perforations - Multi orientables.

Les Mini Séquenceurs existent en coloris blanc [8] : FG - CA ou MX (3 perfos FG + 2 CA)

ou coloris bleu [2] vert [4] et jaune [5] : FG uniquement.




SÉQUENCEUR 5 PERFO. BLANC

- Séquenceur 5 perfo. FG blanc Réf. 190290-8
- Séquenceur 5 perfo. CA blanc Réf. 190292-8
- Séquenceur 5 perfo. MX blanc Réf. 190293-8

SÉQUENCEUR 5 PERFO. COULEUR

- Séquenceur 5 perfo. FG bleu [2] Réf. 190290-2
- Séquenceur 5 perfo. FG vert [4] Réf. 190290-4
- Séquenceur 5 perfo. FG jaune [5] Réf. 190290-5

Les Blocs Porte Fraises



BLOC PORTE FRAISES

Format 4 x 3 x 2,3 cm

Acier inoxydable - 12 perfo.

- P. Fraises FG Réf. 190250
- P. Fraises CA Réf. 190252
- P. Fraises MX (6FG + 6CA) Réf. 190253

MINI-BOITE + BLOC PORTE FRAISES

Format 5 x 4 x 2,5 cm

Bloc Porte Fraises (FG - CA ou MX) dans une boîte alu (coloris [1] [2] [3] [4] [5]) ou inox :

- P. Fraises + mini boîte alu Réf. 190251
- P. Fraises + mini boîte inox Réf. 192251

BOITE + BLOCS PORTE FRAISES

Format 13 x 5 x 3,5 cm

4 Blocs Porte Fraises (3 FG + 1 CA) dans une boîte alu (coloris [1] [2] [3] [4]) ou inox :

- 4 P. Fraises + boîte alu Réf. 190254
- 4 P. Fraises + boîte inox Réf. 192254