

SÉRIE APOLLO A6 TURBINES

quadruple sprays - revêtement dual coat titane - roulements céramique - garantie 2 ans



LED

MODELE A6L

Tête standard - NSK® PTL® QUICK raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm

532 €ttc



LED

MODELE A6KL


Tête standard - KaVo® MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm

532 €ttc



LED

MODELE A6BL


Tête standard - BIEN-AIR® UNIFIX® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm

532 €ttc



LED

MODELE A6WL

Tête standard - WH® ROTO QUICK® raccord (ampoule dans la turbine)

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 380 000 T/min

Taille de la tête : Ø12,4 x H12,9 mm

532 €ttc



SÉRIE APOLLO A5 TURBINES

quadruple sprays - revêtement dual coat titane - roulements céramique - garantie 2 ans



LED

MODELE A5KL


Tête mini - KaVo® MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm

532 €ttc



LED

MODELE A5BL

Tête mini - BIEN-AIR® UNIFIX® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 420 000 t/min

Taille de la tête : Ø11,2 x H12,5 mm

532 €ttc



APOLLO SERIES A45 AIR TURBINES

quadruple sprays - revêtement dual coat titane - roulements céramique - garantie 2 ans



MODELE A45KL

Tête à 45 ° - KaVo® MULTIflex® raccord

Fraises : 1,6 - Fibre optique

Rotation : 450 000 t/min

Taille de la tête : Ø11 x H 13,5 mm

606 €ttc



Les raccords compatibles avec toutes les turbines avec lumière et non lumière



RACCORD Q6CM-LED

Compatible avec les instruments NSK® PTL®
6 trous - Lumière LED

191 €ttc



RACCORD Q6K-LED

Compatible avec les instruments KaVo® MULTIflex®
6 trous - Lumière LED

202 €ttc







RACCORD Q6KW-LED

Compatible avec les instruments KaVo® MULTIflex®
6 trous - lumière LED - Régulateur d'eau

226 €ttc



Les instruments compatibles avec les raccords

| | | | |
|---|--------|---------------------|---|
|  | A6L | Q6CM-LED |  |
|  | A6KL | Q6K-LED Q6KW-LED |  |
|  | A5KL | | |
|  | A45KL | | |
| | | | |
|  | A6WL | W&H Raccord* |  |
|  | A6BL | Bien air Raccord* |  |
|  | A5BL | | |
|  | APJ BA | Bien air Raccord* |  |
| | APJ WH | W&H Raccord* |  |
| | APJ KV | Q6K-LED Q6KW-LED |  |
| | APJ NM | Q6CM-LED |  |