

Venus®

Information Produit

ONE FOR THE BASICS



kulzer.fr/tryvenusone



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



“La Solution One”

Démarrer la vidéo : kulzer.com/one-effect

UNE TEINTE POUR TOUS LES CAS



TROUVEZ TOUJOURS LA BONNE TEINTE POUR VOS CAS QUOTIDIENS.

La teinte Venus Diamond/Venus Pearl ONE se fond dans la dentition environnante, indépendamment de la teinte de la dent traitée, permettant ainsi aux restaurations de devenir invisibles.

Nos composites universels offrent une nouvelle solution d'une seule teinte au sein de la famille Venus pour la majorité de vos restaurations quotidiennes.

UNE TEINTE POUR TOUS LES CAS - MERCI A L'EFFET DE L'ADAPTATION DE LA TEINTE :

Venus Diamond / Venus Pearl ONE Shade détermine la teinte de la restauration en absorbant les ondes lumineuses réfléchies par la teinte des dents environnantes.

Cavités occlusales de différentes dents artificielles restaurées avec le Venus Diamond / Venus Pearl ONE Shade.






UNE MANIPULATION AISÉE

LES RESTAURATIONS QUOTIDIENNES N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILES.

La manipulation est aussi simple que celle qui a fait l'excellente réputation de Venus Diamond et Venus Pearl et elle est confirmée par de nombreuses récompenses telles que Reality ou Dental Advisor.

Les points forts de Venus Diamond/Venus Pearl qui expliquent cette facilité de manipulation :

- Qualité de thixotropie pour une manipulation et une sculpture facile
- Stable, ne colle pas aux instruments et temps de travail prolongé
- Choix de viscosité :
 - La viscosité ferme de Venus Diamond
 - ou
 - La viscosité crémeuse (souple) de Venus Pearl.



Venus Diamond / Venus Pearl ONE Shade possèdent également une radio-opacité élevée assurant un diagnostic fiable. Source: Kulzer GmbH, SCA, Germany



Cavité traitée avec coiffage pulpaire.
Cas par: Prof. C.-P. Ernst, Mediplus
Mainz, Allemagne.



La restauration s'intègre parfaitement dans la structure dentaire ainsi qu'avec les deux dents voisines.



Ne contient
**aucune structure
monomérique** basée
sur la molécule de
BPA



“Notre matrice exclusive TCD est exempte
de monomères liés au BPA.”

Informations complémentaires : kulzer.com/tcd-matrix



« Mon composite préféré est
le Venus Pearl. Je constate
beaucoup moins d'éclats ou
de fractures qu'avec d'autres
composites que j'ai utilisé.
Avec la nouvelle teinte ONE,
je peux continuer à compter
sur la chimie avérée de la
matrice TCD. »

**Dr. Edoardo Fossati, Turin,
Italie**


UNE SOLUTION FIABLE

DES RESTAURATIONS DURABLES GRÂCE À LA MATRICE EXCLUSIVE TCD


ONE Shade bénéficie de la combinaison unique de la faible contrainte de rétraction et de la résistance élevée à la flexion de Venus Diamond et de Venus Pearl, documentées par de nombreuses études cliniques.

En quoi est-ce remarquable ?

- **Des restaurations durables** : dans le but de palier aux limites des composites traditionnels, Kulzer a développé la matrice TCD pour résister à la fracture et aux éclats. Nous avons plus de dix ans d'expérience clinique dans ce domaine pour le prouver.
- **Une biocompatibilité assurée** : basée sur la matrice TCD, Venus Diamond/Venus Pearl One Shade sont entièrement exemptes de monomères liés au bis-GMA et au BPA.



Venus Diamond & Venus Pearl : la combinaison unique d'une faible rétraction et d'une haute résistance à la flexion.



Source: Kulzer R&D, Wehrheim

Admira Fusion® est une marque commerciale de VOCO GmbH · Tetric EvoCeram® et IPS Empress Direct® sont des marques déposées d' Ivoclar Vivadent AG · Estelite® est une marque commerciale de Tokuyama Dental Corporation Inc. · Herculite® est une marque commerciale de Kerr Corporation · Filtek® est une marque commerciale de 3M Company · Spectrum®, TPH® et x-flow® sont des marques déposées de Dentsply DeTrey GmbH · Esthet-X® est une marque déposée de Dentsply Sirona Inc.

VOUS VOULEZ ESSAYER ONE?

kulzer.fr/
try-one

Nous avons d'ores et déjà préparé le kit d'essai ONE Shade pour vous. Commandez le maintenant et essayez le !



Référence	Produit	Description
Venus Pearl ONE Shade		
66081836	Venus Pearl Seringues Refill ONE	1 x 3 g
66081837	Venus Pearl PLT ONE	20 x 0.2 g
66081840	Venus Pearl ONE Kit – Seringues	2 x 3 g seringues de Venus Pearl dans la teinte ONE / 1 x 4 ml flacon d'iBOND Universal
66081841	Venus Pearl ONE Kit – PLT	30 x 0.2 g PLT de Venus Pearl dans la teinte ONE / 1 x 4 ml flacon d'iBOND Universal
Venus Diamond ONE Shade		
66081838	Venus Diamond Seringues Refill ONE	1 x 4 g
66081839	Venus Diamond PLT ONE	20 x 0.25 g
66081842	Venus Diamond ONE Kit – Seringues	2 x 4 g seringues de Venus Diamond dans la teinte ONE / 1 x 4 ml flacon d'iBOND Universal
66081843	Venus Diamond ONE Kit – PLT	30 x 0.25 g PLT de Venus Diamond dans la teinte ONE / 1 x 4 ml flacon d'iBOND Universal

Kulzer France
Les Conquérants - Bât. Everest
1 avenue de l'Atlantique
91976 Les Ulis
ZA Courtaboeuf Cedex
Tél : 01 69 18 48 85
Email : dentaire@kulzer-dental.com

kulzer.fr