

Zircone - Coupe couronne

Zircone

K856 - FG

Coupe couronne

Spécialement pour la séparation des couronnes en zircone.

Cône rond

Taille ϕ - 1/10 mm	016
Longueur - mm	8,0
Grain  5 REF	
FG 	K856-...M- FG 016
FG 	K856-...F- FG 016
FG 	K856-...SF- FG 016
FG 	K856-...UF- FG 016

Existe aussi en diamètre ϕ 12



K881 - FG

Coupe couronne

Spécialement pour la séparation des couronnes en zircone.

Cylindre à bout arrondi

Taille ϕ - 1/10 mm	016
Longueur - mm	8,0
Grain  5 REF	
FG 	K881-...M- FG 016
FG 	K881-...F- FG 016
FG 	K881-...SF- FG 016
FG 	K881-...UF- FG 016

Existe aussi en diamètre ϕ 12




Zircone Turbo

KT856 - FG

Coupe couronne - Turbo

Spécialement pour la séparation des couronnes en zircone.

Taille ϕ - 1/10 mm	016
Longueur - mm	8,0
Grain  5 REF	
FG 	K881-...M- FG 016



KT881 - FG

Coupe couronne - Turbo

Spécialement pour la séparation des couronnes en zircone.

Taille ϕ - 1/10 mm	016
Longueur - mm	8,0
Grain  5 REF	
FG 	K881-...M- FG 016

